



## DMV Scleral Cup™

### Għal Lentijiet tal-Kuntatt Sklerali u Għajnejn Prostetiċi

#### Użu Intenzjonat

DMV Scleral Cup hija ddisinjata għal biex wiehed idahħal/inehhi lentijiet tal-kuntatt Sklerali u għat-tnehhija ta' Għajnejn Prostetiċi.

#### Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinfex b'mod naturali.

**Tnehhija** – Xarrab kemxejn it-tazza tal-ġbid tal-arja u aghfas il-manku. Poġġi t-tazza tal-ġbid tal-arja kontra l-lenti tal-kuntatt sklerali billi tuża mera. Erni t-tensjoni fuq il-manku biex tippermetti l-ġbid tal-arja sabiex iżzomm il-lenti tal-kuntatt. Il-lenti tal-kuntatt tista' mbagħad tiġi mmanipulata b'tali mod li jippermetti li l-lenti tal-kuntatt titneħha minn mal-ghajnejn. Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek għall-aqwa teknika. Wara t-tnehhija, erga' aghfas il-manku biex terhi l-ġbid tal-arja u tneħhi l-lenti mit-tazza tal-ġbid tal-arja

**Inserzjoni** – Poġġi l-lenti tal-kuntatt imxarriba fuq it-tazza mingħajr ma tikkompressa l-manku. Il-lenti mxarriba se tehel mat-tazza. TAGHFASX il-manku waqt li tkun qed iddahħal il-lenti. Ġentilment poġġi l-lenti sklerali fl-ghajnejn miftuħa.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professjonista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.

#### Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Scleral Cup, naddafha b'70% isopropyl alcohol u ħalliha tinxfex b'mod naturali. Aħżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinfex. Żomm il-kanal tal-arja ħieles mill-fdalijiet. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



**Prekawzjoni:** Jekk id-DMV Scleral Cup tehel aċċidentalment mal-ghajnejn, aghfas ħarira l-manku biex terhi l-ġbid tal-arja u tneħhiha minn mal-ghajnejn.



**Attenzjoni:** Jekk jogħġbok zomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tnehhija tal-vernici tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijin.



**Attenzjoni:** Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'l bogħod minn tfa' zghar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma'

ghajnejn li għandhom xi mard jew ħsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-ghajnejn, indeboliment jew uġiġh fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professjonista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.



**Attenzjoni:** Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fiħ gomma naturali xotta. Ma fiħ latex likwidu, allergen magħruf.**



**TUŻAX DMV Scleral Cup għal lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew Ibridi.**

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fiħ.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħlu u/jew ineħhu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Taħzinx f'temperatura oghla minn 105° C/220°F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu  
dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands