



ita



DMV Magic Touch™

Per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e gas-permeabili.

Utilizzazione

Questo prodotto è adatto per applicare e rimuovere lenti a contatto rigide e gas-permeabili.

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare il DMV Magic Touch per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

RIMUOVERE – Inumidire la superficie della ventosina con soluzione salina. Assicurarsi che la lente a contatto sia centrata davanti alla pupilla. Premere bene il centro del manico e portare l'applicatore verso l'occhio. Posizionare la superficie della ventosina in modo parallelo e centrato sulla superficie della lente a contatto mentre si guarda in uno specchio. Rimuovere la lente a contatto dall'occhio tenendo premuto il manico e allontanando l'applicatore dall'occhio. Dopo aver rimosso la lente a contatto ridurre la pressione sul manico e tirare la lente a contatto lateralmente dall'applicatore.

INSERIMENTO – Posizionare la lente a contatto umida sulla ventosina. La lente a contatto umida resterà attaccata. Tenere l'applicatore senza premere il manico. Portare l'applicatore con la lente a contatto verso l'occhio e posizionarlo con cautela al centro della cornea davanti alla pupilla.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Magic Touch con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. **Mantenere il canale dell'aria libero da detriti.** Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.

Attenzione: Se DMV Magic Touch tocca accidentalmente la superficie dell'occhio e si attacca lì, rilasciare la maniglia e cadrà dall'occhio. Questo dispositivo non si attaccherà agli occhi.

Attenzione: Tenere la DMV Magic Touch lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti

Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.

Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido noto come allergene.

N'utilisez pas DMV Magic Touch pour les lentilles de contact souples ou hybrides.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.

Smaltimento dei rifiuti

DMV Corporation consiglia di smaltire i prodotti DMV usati secondo le normative locali in vigore al momento dello smaltimento.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Importatore



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220° F



Singolo paziente – uso multiplo



Produttore



Seguire le istruzioni per l'uso dmvcorp.com



Data di produzione



Paese di Produzione



Rappresentante autorizzato



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

