



nor



DMV Magic Touch™

For Harde og gasspermeable kontaktlinser

Avsedd anvending

Denne enheten er designet for å sette inn og fjerne harde og gasspermeable kontaktlinser.

Bruksanvisning

Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.

FJERNING – Fukt sugekoppen. Klem fast midt på håndtaket. Forsikre deg om at kontaktlinsen er sentrert på øyet. Innrett sugekoppen foran linsen og berør linsen midt på ved hjelp av et speil. Hold et fast grep i håndtaket for å skape sug. Ta kontaktlinsen rett ut av øyet. Etter fjerning løsnes det faste grepet på håndtaket for å skyve linsen av sugekoppen.

INNSETTING – Plasser den våte kontaktlinsen på sugekoppen. Den våte linsen vil feste seg i denne posisjonen. IKKE klem sammen håndtaket. Plasser kontaktlinsen direkte på øyet.

Følg anvisningene fra optiker/øyelege.

Rengjøring

Rengjør DMV Magic Touch etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet etter tørking. **Hold luftkanalen fri for rusk.** Planlegg å erstatte den hver sjette måned.

Forholdsregel: Hvis DMV Magic Touch ved et uhell festes til øyet, slipper du håndtaket og det vil falle fra øyet. Denne enheten vil ikke feste seg til øyet.

Forsiktig: Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.

Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.

Forsiktig: Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.

IKKE bruk DMV Magic Touch til MYKE eller hybride kontaktlinser.

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.

Avfallshåndtering

DMV Corporation anbefaler å kaste brukte DMV-produkter i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Importør



Oppbevares ved høyst 105 °C / 220° F



Enkelpasient - flerbruk



Produsent



Les bruksanvisningen
dmvcorp.com



Produksjonsdato



Produksjonsland



Autorisert representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

