



bul



DMV Magic Touch™

За твърди и газопропускливи контактни лещи

Показана употреба

Това изделие е предназначено за поставяне и отстраняване на твърди и газопропускливи контактни лещи.

Инструкции за употреба



Преди първа употреба почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне.

Отстраняване – Навлажнете сукционната чашка. Стиснете здраво държача за средната част. Уверете се, че контактната леща е центрирана спрямо окото. С помощта на огледало нагласете сукционната чашка така, че да е пред лещата и да се допира до центъра на лещата. Продължавайте да стискате здраво държача, за да създадете сукция. Вземете контактната леща директно от окото. След като я отстраните, отслабете захващането на държача, за да можете да свалите лещата от сукционната чашка, като я плъзнете.

Поставяне – Поставете навлажнената контактна леща върху сукционната чашка. Навлажнената леща ще залепне в тази позиция. НЕ стискайте държача. Поставете контактната леща директно върху окото.

Следвайте инструкциите на вашия специалист по контактни лещи / офталмолог.

Почистяване

След всяка употреба на DMV Magic Touch, почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне. След изсушаване, съхранявайте изделието в кутийката му. **Кухото каналче трябва да се пази чисто от частици.** Изделието трябва да се заменя с ново на всеки шест месеца.



Предпазни мерки: Ако DMV Magic Touch случайно се захване за окото, отпуснете натиска върху държача и той ще се отлепи от окото. Това изделие не прилепва към окото.



Внимание: Моля, дръжте този продукт далеч от течни субстанции като крем за ръце, гел за коса, лакочистител и силни окисляващи средства.



Внимание: Опасност от задавяне. Това и всички други медицински изделия трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Този продукт не се препоръчва за употреба при заболяване или нараняване на очите. Ако изпитате дразнене в окото, зрительно нарушение или болка, консултирайте се с Вашия очен лекар.



Внимание: Въпреки че няма доказателство за алергични проблеми при употребата на този продукт, той съдържа сух естествен каучук. Продуктът не съдържа течен латекс, който е известен алерген.



НЕ използвайте DMV Magic Touch за МЕКИ или хибридни контактни лещи.

Ако възникне сериозен за Вас инцидент, свързан с употребата на това изделие, съобщете за това на производителя. Ако живеете в ЕС, съобщете за инцидента на компетентните органи в страната членка, в която се намирате.

Този продукт служи като помощно средство за хора, които носят контактни лещи да поставят и/или отстраняват контактните лещи, за да могат да ги използват според показаната за тях употреба. Следователно този продукт е считан за медицинско изделие.

Изхвърляне на отпадъци

DMV Corporation препоръчва използваните DMV продукти да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби, действащи по времето на изхвърлянето.



Този продукт е медицинско изделие



Да се предпазва от пряка слънчева светлина



Вносител



Да не се съхранява при температура над 105°C



За многократна употреба при един пациент



производител



Прочетете инструкциите за употреба dmvcorp.com



Дата на производство



Страна на производство



Упълномощен представител



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

