



hun



## DMV Magic Touch™

### Kemény és gázáteresztő kontaktlencsékhez

#### Alkalmazási terület

Ez az eszköz kemény és gázáteresztő kontaktlencsék behelyezésére és eltávolítására szolgál.

#### Használati utasítás

Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

**Eltávolítás** – Nedvesítse meg a tapadókorongot. Erősen nyomja össze a fogantyú közepét. Ügyeljen arra, hogy a kontaktlencse a szem közepén legyen. Igazítsa a tapadókorongot a lencse elé, és egy tükr segítségével érintse a lencse közepéhez. A szívhóthatás érdekében tartsa erősen a fogantyút. Vegye le a kontaktlencsét a szemről. Eltávolítás után lazítson a fogantyún, hogy a lencsét lecsúszathassa a tapadókorongról.

**Behelyezés** – Helyezze a nedves kontaktlencsét a tapadókorongra. A nedves lencse ebben a helyzetben tapad. NE nyomja össze a fogantyút. Helyezze a kontaktlencsét közvetlenül a szemre.

Kövesse kontakttológusa vagy szemorvosa utasításait.

#### Tisztítás

A DMV Magic Touch eszközt mindegyik használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. **Tartsa a légszűrőt szennyeződésektől tisztán.** Félévente cserélje az eszközt.

**Elővigyázatosság:** Ha a DMV Magic Touch véletlenül a szemre tapadna, engedje ki a fogantyút, és az eszköz eltávolodik a szemtől. Ez az eszköz nem fog a szemhez tapadni.

**Figyelem:** Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrem, hajzselé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.

**Figyelem: Fulladásveszély.** Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.

**Figyelem:** Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, **a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet,** mely ismert allergén.

**NE használja a DMV Magic Touch szoftvert lágy vagy hibrid kontaktlencséhez.**

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.

#### Hulladékok ártalmatlanítása

A DMV Corporation azt javasolja, hogy az elhasznált DMV-termékek ártalmatlanítását az akkor éppen hatályos helyi szabályozások szerint végezzék.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Importőr



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Gyártó



Olvassa el a használati útmutatót. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Gyártás időpontja



A gyártó ország



Meghatalmazott képviselője



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

