



DMV Magic Touch™

Standiesiems ir dujoms laidies kontaktiniams lęšiams

Numatytas naudojimas

Ši priemonė skirta standiesiems ir dujoms laidies kontaktiniams lęšiams įdėti ir išimti.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Sudrėkinkite siurbtuką. Tvirtai suspauskite kotelio vidurį. Užtikrinkite, kad kontaktinis lęšis būtų akies centre. Naudodami veidrodį, nustatykite siurbtuką priešais lęšį ir priieskite juo lęšio centrą. Tvirtai suimkite kotelį, kad lęšis prisisiurbtų. Išimkite kontaktinį lęšį iš akies. Išėmę iš akies, atleiskite kotelį, kad nuslinktumėte kontaktinį lęšį nuo siurbtuko.

Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siurbtuko. Drėgnas lęšis prikibs šioje padėtyje. NESPAUSKITE kotelio. Uždėkite kontaktinį lęšį tiesiai ant akies.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno „DMV Magic Touch“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. **Užtikrinkite, kad oro kanale nebūtų nuosėdų.** Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.

Atsargumo priemonė: jeigu „DMV Magic Touch“ netyčia prikibs prie akies, atleiskite kotelį ir jį iškris iš akies. Šie priemonė neprikibs prie akies.

Įspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.

Įspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.

Įspėjimas: [spėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenas.

NENAUDOKITE „DMV Magic Touch“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.

Atliekų tvarkymas

Įmonė „DMV“ rekomenduoja tvarkyti naudotų „DMV“ produktų atliekas laikantis atliekų tvarkymo metu galiojančių vietinių taisyklių.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Importuotojas



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Gamintojas



Perskaitykite Naudojimo instrukciją dmvcorp.com



Pagaminimo data



Gamybos šalis



Igaliojatis atstovas



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

