



por



## DMV Ultra™ / DMV 45™

### Para lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases

#### Utilização prevista

O DMV Ultra e o DMV 45 foram ambos concebidos para introduzir e remover lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases. O DMV Ultra deve ser segurado na vertical e o DMV 45 deve ser segurado inclinado.

#### Instruções de utilização

Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

**Remoção** – Humedeça a ventosa do DMV Ultra / DMV 45 e guie-o até ao olho. Assegure-se de que a lente de contacto está centrada no olho. Utilizando um espelho, alinhe a ventosa à frente da lente e toque com a ventosa no centro da lente. Remova a lente de contacto diretamente do olho. Após a remoção, faça deslizar cuidadosa e lateralmente a lente de contacto para fora da ventosa.

**Introdução** – Coloque a lente de contacto humedecida na pequena concavidade situada na extremidade estreita da pega. A lente humedecida irá aderir nessa posição. Toque com a lente no olho.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

#### Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Ultra/DMV 45, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.

**Precaução:** Se o dispositivo ficar acidentalmente preso no olho, faça-o deslizar até ao canto do olho e remova-o com um movimento rotativo.

**Cuidado:** Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes.

**Cuidado:** Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involuntária **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**

**Cuidado:** Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgico conhecido.

**NÃO utilize o DMV Ultra / DMV 45 para lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas.**

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.

#### Eliminação de resíduos

A DMV Corporation recomenda que os produtos DMV utilizados sejam eliminados em conformidade com os regulamentos locais em vigor no momento da eliminação.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Importador



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220°F



Doente único — utilização múltipla



Fabricante



Ler as instruções de utilização.  
dmvcorp.com



Data de fabrico



País de fabricação



Representante autorizado



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

