



bul

DMV Ultra™ / DMV 45™



За твърди и газопропускливи контактни лещи

Показана употреба

DMV Ultra и DMV 45 са предназначени за поставяне и отстраняване на твърди и газопропускливи контактни лещи. DMV Ultra трябва да се държи вертикално, а DMV 45 трябва да се държи под ъгъл.

Инструкции за употреба



Преди първа употреба почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне.

Отстраняване – Навлажнете сукционната чашка на DMV Ultra / DMV 45 и я приближете към окото. Уверете се, че контактната леща е центрирана спрямо окото. С помощта на огледало нагласете сукционната чашка така, че да е пред лещата и да се допира до центъра на лещата. Вземете контактната леща директно от окото. След като я отстраните, свалете контактната леща от сукционната чашка като я плъзнете внимателно настрани.

Поставяне – Поставете навлажнената контактна леща върху малката трапчинка в тесния край на държача. Навлажнената леща ще залепне в тази позиция. Допретете лещата до окото.

Следвайте инструкциите на вашия специалист по контактни лещи / офталмолог.

Почистване

След всяка употреба на DMV Ultra / DMV 45, почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне. След изсушаване, съхранявайте изделието в кутийката му. Изделието трябва да се заменя с ново на всеки шест месеца.



Предпазни мерки: Предпазни мерки: Ако изделието случайно се захване за окото, плъзнете го към ъгъла на окото и го отстранете чрез извъртащо движение.



Внимание: Моля, дръжте този продукт далеч от течни субстанции като крем за ръце, гел за коса, лакочистител и силни окисляващи средства.



Внимание: Опасност от задавяне. Това и всички други медицински изделия трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Този продукт не се препоръчва за употреба при заболяване или нараняване на очите. Ако изпитате дразнене в окото, зрительно нарушение или болка, консултирайте се с Вашия очен лекар.



Внимание: Въпреки че няма доказателство за алергични проблеми при употребата на този продукт, той съдържа сух естествен каучук. Продуктът не съдържа течен латекс, който е известен алерген.



НЕ използвайте DMV Ultra / DMV 45 за МЕКИ или хибридни контактни лещи.

Ако възникне сериозен за Вас инцидент, свързан с употребата на това изделие, съобщете за това на производителя. Ако живеете в ЕС, съобщете за инцидента на компетентните органи в страната членка, в която се намирате.

Този продукт служи като помощно средство за хора, които носят контактни лещи да поставят и/или отстраняват контактните лещи, за да могат да ги използват според показаната за тях употреба. Следователно този продукт е считан за медицинско изделие.

Изхвърляне на отпадъци

DMV Corporation препоръчва използваните DMV продукти да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби, действащи по времето на изхвърлянето.



Този продукт е медицинско изделие



Да се предпазва от пряка слънчева светлина



Вносител



Да не се съхранява при температура над 105°C



За многократна употреба при един пациент



производител



Прочетете инструкциите за употреба dmvcorp.com



Дата на производство



Страна на производство



Упълномощен представител



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

