



CES



DMV Ultra™ / DMV 45™

Pro tvrdé a plyn propouštějící kontaktní čočky

Zamýšlené použití

Oba nástroje DMV Ultra a DMV 45 jsou konstruovány k zavádění a odstraňování tvrdých a plyn propouštějících kontaktních čoček. Nástroj DMV Ultra držte ve svislé poloze a nástroj DMV 45 držte nakloněný.

Návod k použití



Před prvním použitím očistíte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Vyjmutí – Navlhčete přísavku nástroje DMV Ultra/DMV 45 a navedte ji do oka. Dbejte na to, aby byla kontaktní čočka v oku vycentrována. Umístěte přísavku v ose před čočku a dotkněte se čočky pomocí zrcátka. Vyjměte kontaktní čočku přímo z oka. Po vyjmutí opatrně odsuňte kontaktní čočku stranou mimo přísavku.

Nasazení – Vlhké kontaktní čočky umístěte do mělké prohlubně v úzkém konci rukojeti. Vlhké čočky v této poloze přilnou. Zaveďte čočky do oka dotykem.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokaždé po použití nástroje DMV Ultra / DMV 45 jej vyčistíte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



Bezpečnostní opatření: Pokud by náhodně došlo k přilnutí nástroje k oku, přesuňte jej do koutku oka a vyjměte otočením.



Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



Upozornění: I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



DMV Ultra / DMV 45 NEPOUŽÍVEJTE pro MĚKKÉ nebo hybridní kontaktní čočky.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.

Likvidace odpadu

Společnost DMV Corporation doporučuje, aby její výrobky byly po použití likvidovány v souladu s místními předpisy platnými v době likvidace.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220°F



Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com



Chraňte před přímým slunečním světlem



Jeden pacient – vícenásobné použití



Datum výroby



Dovozce



Výrobce



Země výroby



Zplnomocněný zástupce



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

