



DMV Ultra™ / DMV 45™

Standiesiems ir dujoms laidiems kontaktiniams lęšiams

Numatytas naudojimas

„DMV Ultra“ ir „DMV 45“ skirti standiesiems ir dujoms laidiems kontaktiniams lęšiams įdėti ir išimti. „DMV Ultra“ reikia laikyti stačią, o „DMV 45“ reikia laikyti kampu.

Naudojimo instrukcija



Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Sudrėnkinkite „DMV Ultra“ / „DMV 45“ siurbtuką ir nukreipkite jį į akį. Užtikrinkite, kad kontaktinis lęšis būtų akies centre. Naudodami veidrodį, nustatykite siurbtuką priešais lęšį ir priilieskite juo lęšio centrą. Išimkite kontaktinį lęšį iš akies. Išėmę iš akies, atsargiai nuslinkinkite kontaktinį lęšį į šoną nuo siurbtuko. Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siaurajame kotelio gale esančios mažos įdubos. Drėgnas lęšis prikibs šioje padėtyje. Prilieskite lęšį prie akies.

Laikykites Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno „DMV Ultra“ / „DMV 45“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.



Atsargumo priemonė: jeigu priemonė netyčia prikibs prie akies, nuslinkite ją į akies kraštą ir išimkite priemonę sukdam.



Išpėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.



Išpėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.



Išpėjimas: [ispėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenai.



NENAUDOKITE „DMV Ultra“ / „DMV 45“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.

Atliekų tvarkymas

Įmonė „DMV“ rekomenduoja tvarkyti naudotų „DMV“ produktų atliekas laikantis atliekų tvarkymo metu galiojančių vietinių taisyklių.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Importuotojas



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Gamintojas



Perskaitykite Naudojimo instrukciją dmvcorp.com



Pagaminimo data



Gamybos šalis



Įgaliotasis atstovas



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

