



# DMV Luma Serter Plus™

## Parti li Ddahhal Luminuża għal Lentijiet kbar

### Użu Intenzjonat

DMV Luma-Serter Plus huwa ddisinjat għal biex wiehed idahhal lentijiet tal-kuntatt b'dijametru ikbar minn 13mm. Tista' tintuża għal lentijiet tal-kuntatt (sodi) Sklerali, Rotob, Ibridi jew li Jghaddi l-Gass Minnhom.

### Istruzzjonijiet għall-użu

Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-taġmhir b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali.

Inserzjoni – Żomm it-taġmhir fuq it-tarf mixgħul ta' penlight. Poġġi l-lenti tal-kuntatt fuq iċ-ċentru tat-tazza. Segwi l-istruzzjonijiet għat-fhejija tal-lenti tal-kuntatt ipprovduti mill-prattikant tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.

Ixgħel il-penlight u ġentilment mexxi l-lenti lejn l-ghajn miftuħa billi tuża iċ-ċentru luminat tat-tazza bhala gwida. Żomm il-kpiepel tal-ghajn miftuħa bl-id l-oħra u poġġi l-lenti fuq il-kornea.

Ladarba l-lenti tkun wehlet mal-ghajn, iġbed lura l-Luma-Serter Plus. Il-filtru tad-dawl jipprevjeni s-soluzzjonijiet tal-lenti tal-kuntatt milli jghaddu minn ġol-penlight. It-taġmhir huwa fformat biex jiffittja t-tarf tal-maġġoranza tal-penlights.

Jekk il-pazjenti jippreferu, jistgħu jagħzlu li jqiegħdu t-taġmhir fuq it-tarf ta' saba' minflok penlight.

Il-qafas bi strixxi rinforzati fit-tazza huwa ddisinjat biex jipprovidi wiċċ elevat li tista' toġġod fuqu l-lenti u biex jipprevjeni milli l-lenti teħel mal-Luma-Serter Plus.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professionista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.

### Tindif

Kull darba wara li tuża t-taġmhir, naddfu b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali. Ahžen it-taġmhir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.

**Prekawzjoni:** Jekk applika t-taġmhir aċċidentalment mal-wiċċ tal-ghajn, kemm tiġbdu lura minn mal-ghajn, għax ma jkun hemm l-ebda ġbid tal-arja. Evita li tmexxi t-taġmhir fuq il-wiċċ tal-ghajn.

**Attenzjoni:** Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħħija tal-vernici tad-wieffer u sustanzi ossidanti qawwijn.

**Attenzjoni:** Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'il bogħod minn tfal zġgħar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew hsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-ghajnejn, indeboliment jew uġiġ fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.

**Attenzjoni:** Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fih gomma naturali xotta. Ma fihx latex likwidu, allergen magħruf.**

**TUŻAX Luma-Serter Plus ma' lentijiet tal-kuntatt iżgħar minn 12.5mm, biex tevita li tmiss il-wiċċ tal-ghajn.**

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-taġmhir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilt fih.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħu u/jew inehħu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.

### Rimi ta' Skart

DMV Corporation tirrakkomanda li l-prodotti DMV użati jintremew skont ir-regolamenti lokali li jkunu fis-seħħ fil-mument tar-rimi.

	Dan il-prodott huwa apparat mediku		Ipproteġi mix-xemx diretta		Importatur
	Taħzinx f'temperatura oġhla minn 105° C/220°F		Pazjent wiehed - użu multiplu		Manifattur
	Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com		Data tal-Manifattura		Pajjiż tal-Manifattura

Rappreżentant Awtorizzat

EU  
Bilos Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gothardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

