



ČES



DMV Luma Serter Plus™

Osvětlený zavaděč pro velké čočky

Zamýšlené použití

Nástroj Luma-Serter Plus je konstruován pro nasazování kontaktních čoček o průměru větším než 13 mm. Lze jej použít pro sklerální, měkké, hybridní nebo plyn propouštějící (tvrdé) kontaktní čočky.

Návod k použití

Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Nasazení – Položte nástroj na osvětlený konec tužkové lampy. Umístěte kontaktní čočku na střed přísavky. Postupujte podle pokynů pro přípravu čoček, které vám vydal oční lékař.

Zapněte tužkovou lampu a jemně čočkou pohybujte směrem k otevřenému oku za použití osvětleného středu přísavky jako orientačního bodu. Oční víčka držte otevřená druhou rukou a čočku umístěte na rohovku. Jakmile čočka k oku přilne, nástroj Luma-Serter Plus odstraňte. Světelný filtr brání roztočku pro kontaktní čočky proniknout do tužkové lampy. Nástroj je tvarován tak, aby vyhovoval konci většiny tužkových lamp.

Pokud tomu budou pacienti dávat přednost, mohou si zvolit umístění nástroje na konci prstu namísto tužkové lampy. Žebra na přísavce jsou navržena k tomu, aby zajistila zvýšený povrch pro čočky, na kterém spočívají, a brání čočkám v přilnutí k nástroji Luma-Serter Plus.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokždé po použití nástroje jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplňte jeho výměnu každých šest měsíců.

Bezpečnostní opatření: Pokud nástroj náhodně použijete na povrch oka, jednoduše jej z oka vyjměte, protože nedochází k žádnému přísávání. Nástroj nesmí po povrchu oka klouzat.

Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.

Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.

Upozornění: I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.

Nástroj Luma-Serter Plus NEPOUŽÍVEJTE s kontaktními čočkami menšími než 12,5 mm, aby nedošlo k dotyku povrchu oka.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.

Likvidace odpadu

Společnost DMV Corporation doporučuje, aby její výrobky byly po použití likvidovány v souladu s místními předpisy platnými v době likvidace.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Dovozce



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Výrobce



Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com



Datum výroby



Země výroby

Zplnomocněný zástupce



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

