



est



DMV Luma Serter Plus™

Helendav paigaldusseade suurtele kontaktläätsedele

Sihotstarve

DMV Luma-Serter Plus on mõeldud üle 13 mm läbimõõduga kontaktläätsede paigaldamiseks. Seda saab kasutada skleraalsete, pehmete, hübriidsete või gaasi läbilaskvate (kõvade) kontaktläätsedega.

Kasutusjuhend

Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Paigaldamine – Asetage seade pen-valgusti süüdatud otsale. Asetage kontaktlääts iminapa keskele. Kontaktlääste ettevalmistamisel järgige silmaarsti antud juhiseid. Lülitage pen-valgusti sisse ja viige kontaktlääts ettevaatlikult avatud silma suunas, juhindudes napa valgustatud keskmeest. Hoidke teise käega silmalaugude lahti ja asetage kontaktlääts sarvkestale. Kui kontaktlääts on silmale kinnitunud, eemaldage Luma-Serter Plus. Pen-valgusti on varustatud filtriga, mis takistab kontaktläätselahustel läbi pen-valgusti imbustumist. Seadme kujundus võimaldab selle paigaldamist enamikule pen-valgustitele. Soovi korral võivad patsiendid asetada seadme pen-valgusti asemel sõrmeotsale. Iminapal olevad sooned loovad kontaktläätsesele kõrgema toetuspinna, välistades selle kinnitumist seadmele Luma-Serter Plus.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.

Ettevaatusabinõud: Kui seade satub kogemata silma pinnale, eemaldage see lihtsalt silmast, kuna vaakumit ei ole. Vältige seadme libistamist üle silma pinna.

Hoiautus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldi ja tugevalt oksüdeerivad ained.

Hoiautus: Lämmisohoit. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.

Hoiautus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergeen.

Silmadega kokkupuute vältimiseks ÄRGE KASUTAGE seadet Luma-Serter Plus alla 12,5 mm läbimõõduga kontaktläätsede paigaldamiseks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihottstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeaks.

Jäätmekäitlus

DMV Corporation soovib kasutatud DMV tooted utiliseerida vastavalt jäätmekäitluse ajal kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

See seade on meditsiiniseade

Hoida otsese päikesevalguse eest

Maaletooja

Hoida temperatuuril kuni 105 °C/220 °F

Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks

Tootja

Loe kasutusjuhendit dmvcorp.com

Tootmiskuupäev

Tootja riik

Autoriseeritud esindaja

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emurgo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emurgo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

