



deu



# DMV Luma Serter Plus™

## Einsetzhilfe für Kontaktlinsen mit grossem Durchmesser

### Verwendungszweck

DMV Luma-Serter Plus ist ein Hilfsmittel zum Einsetzen von Kontaktlinsen mit einem Durchmesser von mehr als 13mm. Er eignet sich für weiche Kontaktlinsen, Hybridlinsen und gaspermeable Kontaktlinsen mit einem entsprechenden Durchmesser.

### Gebrauchsanweisung

Reinigen Sie den DMV Luma Serter Plus vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**AUFSETZEN** – Setzen Sie den Luma-Serter Plus auf das beleuchtete Ende einer Stabtaschenlampe. Legen Sie die Kontaktlinse in die Mitte der abgewinkelten kleinen Schale. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten zur Linsenvorbereitung. Schalten Sie die Taschenlampe ein und bewegen Sie die Linse vorsichtig in Richtung des offenen Auges, indem Sie die beleuchtete Mitte der Schale als Orientierungshilfe verwenden. Halten Sie mit der anderen Hand die Augenlider offen und setzen Sie die Linse auf das Auge vor die Pupille. Sobald die Linse am Auge haftet, führen Sie den Luma-Serter Plus vom Auge weg. Der in der Schale eingebaute Filter verhindert, dass Kontaktlinsenlösung zur Taschenlampe läuft. Die Basis des DMV Luma-Serter Plus ist so geformt, dass sie auf das Ende der meisten kleinen Stabtaschenlampen passt.

Wahlweise kann man den Luma Serter Plus auf ein Fingerende anstelle einer Taschenlampe setzen.

Die Rippen in der kleinen Schale sind so konstruiert, dass die Linse auf einer erhöhten Oberfläche ruht. Die Rippen verhindern auch, dass die Linse am Luma-Serter Plus haftet.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

### Reinigung

Reinigen Sie den DMV Luma Serter Plus nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren sie ihn seinem Behälter auf. Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.

**Vorsichtsmassnahme:** Wenn Sie versehentlich mit dem Luma Serter Plus die Augenoberfläche berühren, führen sie ihn lediglich langsam wieder vom Auge weg. Vermeiden Sie den Luma Serter auf der Augenoberfläche zu schieben.

**Achtung:** Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.

**Achtung:** Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.

**Achtung:** Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt wird. Das Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.

**Verwenden Sie den Luma Serter Plus nicht für Kontaktlinsen mit einem kleineren Durchmesser als 12,5mm, um eine Berührung des Auges mit der Einsetzhilfe zu vermeiden.**

Für den Fall, dass Sie einen ernsten Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.

### Entsorgung

DMV Corporation empfiehlt, gebrauchte DMV-Produkte gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Vor direkter Sonne schützen



Importeur



Nicht über 105°C aufbewahren



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten  
dmvcorp.com



Herstellungsdatum



Herstellungsland



Bevollmächtigter Vertreter



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

