



DMV Luma Serter Plus™

Aplicador de lentes de contacto grandes Luminous

Uso previsto

DMV Luma-Serter Plus está previsto para poner lentes de contacto de más de 13 mm de diámetro. Se puede usar para las lentes de contacto (rígidas) esclerales, blandas, híbridas y permeables al gas.

Instrucciones de uso

Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje que se seque al aire.

Aplicación – Ponga el dispositivo sobre el extremo luminoso de una lámpara de diagnóstico. Coloque la lente de contacto sobre el centro de la ventosa. Siga las instrucciones de su oftalmólogo para preparar la lente de contacto. Encienda la lámpara diagnóstica y lleve con cuidado la lente hacia el ojo abierto usando como guía el centro iluminado de la ventosa. Mantenga los párpados abiertos con la otra mano y coloque la lente de contacto sobre la córnea. Cuando la lente se haya adherido al ojo, retire el Luma-Serter Plus. El filtro de luz evita que las soluciones de las lentes de contacto lleguen a la linterna. El diseño del dispositivo se ajusta al extremo de la mayoría de las linternas.

Si los pacientes lo prefieren, pueden colocar el dispositivo en el extremo de un dedo en lugar de en la linterna.

Las estrías en la ventosa están previstas para proporcionar una amplia superficie de descanso a la lente, y para evitar que esta se quede pegada al Luma-Serter Plus.

Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.

Limpieza

Después de usar el DMV Luma Serter Plus debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. Deberá sustituirlo cada seis meses.

Precaución: Si coloca el dispositivo de manera accidental sobre la superficie del ojo no se produce succión, por lo que podrá retirarlo tal cual. Evite deslizar el dispositivo sobre la superficie del ojo.

Precaución: Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles para el cabello, quitae esmalte de uñas y oxidantes fuertes.

Precaución: Riesgo de asfixia. Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual o dolor acuda a su oftalmólogo.

Precaución: No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque **contiene caucho natural seco**. No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.

Precaución: NO USE el Luma-Serter Plus con lentes de contacto de tamaño inferior a 12,5 mm para evitar tocar la superficie del ojo.

Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted reside.

Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto sanitario.

Eliminación de residuos

DMV Corporation recomienda desechar los productos DMV usados conforme a las normas legales vigentes en cada país en el momento de la eliminación.

Este producto es un producto sanitario.

No almacenar a una temperatura superior a 105 °C/220°F

Lea las instrucciones de uso dmvcorp.com

Proteger de la luz directa del sol

Un solo paciente - uso múltiple

Fecha de fabricación

Importador

Fabricante

País de fabricación

Representante autorizado

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

ERGO Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gottardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

ERGO Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

