



dan



DMV Soft Lens Handler™

Enhed til udtagning/isætning af bløde kontaktlinser

Påtænkt anvendelse

DMV Soft Lens handler er beregnet til isætning og udtagning af bløde kontaktlinser.

Brugsanvisning

Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Udtagning – Tryk gribe puderne fast mod forsiden af den bløde kontaktlinse. Sikr dig, at linsen er på hornhinden, ved brug af et spejl. Klem forsigtigt griberne sammen til udtækning af kontaktlinse.

Isætning – Anbring en våd kontaktlinse på den lille ende af enheden, hvor pilen angiver. Lad linsen overlappe enden af enheden, så du kan se, hvad du laver, gennem linsen.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjensplejersperson.

Rensning

Enheden skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.

Forsigtighedsforanstaltning: Hvis du utilsigtet anbringer enheden på øjet, kan den blot fjernes fra øjet, da der ingen sugning er. Undgå at lade enheden glide over øjets overflade.

Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelakfjerner og kraftige oxideringsmidler.

Forsigtig: Kvælningsfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejersperson.

Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.

BRUG IKKE denne enhed til hårde, gasgennemtrængelige, sklerale eller hybrid-kontaktlinser.

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.

Bortskaffelse af affald

DMV Corporation anbefaler, at brugte DMV-produkter bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser, der er gældende på tidspunktet for bortskaffelse.

Dette produkt er et medicinsk udstyr

Beskyttes mod direkte sol

Importør

105°C
220°F
Må ikke opbevares ved temperaturer over 105°C

Til enkelt patient - flergangsbrug

Fabrikant

Læs brugsanvisningen
dmvcorp.com

Fremstillingsdato

Fremstillingsland

Autoriseret repræsentant

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA