



DMV Soft Lens Handler™

Poistolaite/asetin pehmeille piilolinssille

Käyttötarkoitus

DMV Soft Lens Handler on suunniteltu pehmeiden piilolinssien asettamista ja poistamista varten.

Käyttöohjeet

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuiua.

Poistaminen – Paina tarttumusynty tiiviisti silmässä olevaa pehmeää piilolinssiä vasten. Varmista peilin avulla, että piilolinssi on sarveiskalvon päällä. Vedä piilolinssi silmästä puristamalla pihtejä varovasti yhteen.

Asettaminen – Aseta märkä piilolinssi nuolen osoittamaan kohtaan laitteen pienemmässä päässä. Anna linssin ulottua laitteen pään reunan yli, jotta voit seurata asettamisen sujumista linssin läpi.

Noudata piilolinssiopikoitiasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmkuiua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.

Huomioitavaa: Jos viet laitteen vahingossa kiinni silmän pintaan, voit vain vetää sen pois silmästä, koska imua ei ole. Vältä laitteen liu'uttamista silmän pinnalla.

Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.

Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.

Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeeni.

Tätä laitetta EI SAA KÄYTTÄÄ kovien, RGP (GP)-, skleraalisten tai hybridipiilolinssien asettamiseen/poistamiseen.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linsskejä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.

Jätteen hävittäminen

DMV Corporation suosittelee käytettyjen DMV-tuotteiden hävittämistä hävittämishetkellä voimassa olevien paikallisten säännösten mukaan.

Tämä tuote on lääkinällinen laite

Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.
 220 °F

Lue käyttöohjeet dmvcorp.com

Pidä poissa suorasta auringonvalosta

Henkilökohtainen - kestopkäyttöinen

Valmistuspäivämäärä.

Maahantuojaja

Valmistaja

Valmistusmaa

Valtuutettu edustaja

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

