



# DMV Soft Lens Handler™

## Pomagalo za umetanje/uklanjanje mekih kontaktnih leća

### Namjena

Pomagalo DMV Soft Lens handler namijenjeno je za umetanje i uklanjanje mekih kontaktnih leća.

### Upute za uporabu

Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Čvrsto pritisnite nožice hvataljke na prednju stranu meke kontaktne leće. Pomoću zrcala provjerite da se leće nalazi na rožnici. Nježno pritisnite i međusobno približite nožice hvataljke kako biste izvukli kontaktnu leću.

Umetanje – Postavite navlaženu kontaktnu leću na manji kraj pomagala gdje to pokazuje strelica. Postavite leću tako da prelazi preko rubova kraja pomagala kako biste kroz leću mogli vidjeti kako umetanje napreduje.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

### Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.

**Mjere opreza:** Ako pomagalo slučajno primijenite na površini oka, samo ga povucite od oka jer nema sukcije. Izbjegavajte klizanje pomagalom po površini oka.

**Oprez:** Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.

**Oprez: Opasnost od gušenja.** Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu.

**Oprez:** Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**

**Ovaj proizvod NEMOJTE UPOTREBLJAVATI s tvrdim, plinopropusnim, skleralnim ili hibridnim kontaktnim lećama.**

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.

### Zbrinjavanje otpada

Korporacija DMV preporučuje zbrinjavanje iskorištenih DMV proizvoda u skladu s lokalnim propisima važećima u trenutku zbrinjavanja.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Uvoznik



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Proizvođač



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Država proizvođača



Ovlašteni predstavnik



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

