



ČES



DMV Soft Lens Handler™

Odstraňovač/zavaděč pro měkké kontaktní čočky

Zamýšlené použití

Zavaděč DMV Soft Lens Handler je konstruován k nasazování a vyjímání měkkých kontaktních čoček.

Návod k použití

Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Vyjmutí – Pevně přitlačte polštářky chapadla proti přední části měkkých kontaktních čoček. Pomocí zrcátka zajistíte, aby čočky byly na rohovce. Společným jemným sevřením chapadel kontaktní čočky vyjmete.

Nasazení – Na malý konec nástroje, jak to vyznačuje šipka, položte vlhkou kontaktní čočku. Nechte čočku přesahovat přes konec nástroje, abyste mohli pozorovat svůj postup skrze čočku.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokaždé po použití nástroje jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



Bezpečnostní opatření: Pokud nástroj náhodně použijete na povrch oka, jednoduše jej z oka vyjměte, protože nedochází k žádnému přisávání. Nástroj nesmí po povrchu oka klouzat.



Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



Upozornění: I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



NEPOUŽÍVEJTE tento nástroj s tvrdými, plyn propouštějícími, sklerálními nebo hybridními kontaktními čočkami.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.

Likvidace odpadu

Společnost DMV Corporation doporučuje, aby její výrobky byly po použití likvidovány v souladu s místními předpisy platnými v době likvidace.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Dovozce



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Výrobce



Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com



Datum výroby



Země výroby



Zplnomocněný zástupce



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

