



hun



## DMV Scleral Cup™

### Szkleralis kontaktlencsékhez és szemprotézisekhez

#### Alkalmazási terület

A DMV Scleral Cup a szkleralis kontaktlencsék behelyezésére/eltávolítására és a szemprotézisek eltávolítására szolgál.

#### Használati utasítás

Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

Eltávolítás – Nedvesítse meg a tapadókorongot, és nyomja össze a fogantyút. Tűkör segítségével helyezze a tapadókorongot a szkleralis kontaktlencsére. Engedje ki a fogantyút, hogy a szívó hatás megtartsa a kontaktlencsét. Ezt követően a kontaktlencse úgy mozgatható, hogy az eltávolítható a szemből. A legjobb technika elsajátítása érdekében kövesse kontaktológusa utasításait. Eltávolítás után nyomja meg ismét a fogantyút a szívóhatás megszüntetéséhez, és vegye le a lencsét a tapadókorongról.

Behelyezés – A fogantyú összenyomása nélkül helyezze a nedves kontaktlencsét a tapadókorongra. A nedves lencse feltapad a tapadókorongra. NE nyomja össze a fogantyút a lencse behelyezése során. Óvatosan helyezze a szkleralis lencsét a nyitott szemre.

Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

#### Tisztítás

A DMV Scleral Cup eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. **Tartsa a légcserőn szennyeződésektől tisztán.** Félévente cserélje az eszközt.

**Elővigyázatosság:** Ha a DMV Scleral Cup véletlenül a szemhez tapadna, nyomja meg enyhén a fogantyút a szívóhatás megszüntetéséhez, majd távolítsa el a szemről.

**Figyelem:** Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrem, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.

**Figyelem: Fulladásveszély.** Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.

**Figyelem:** Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, **a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet,** mely ismert allergén.

**NE használja a DMV Scleral Cup szoftvert lágy vagy hibrid kontaktlencséhez.**

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.

#### Hulladékok ártalmatlanítása

A DMV Corporation azt javasolja, hogy az elhasznált DMV-termékek ártalmatlanítását az akkor éppen hatályos helyi szabályozások szerint végezzék.

Ez a termék orvostechnikai eszköz.

Óvja a közvetlen napsugárzástól.

Importőr

Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.

Egy beteg – többszöri használat

Gyártó

Olvassa el a használati útmutatót. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

Gyártás időpontja

A gyártó országa

Meghatalmazott képviselője

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emurgo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emurgo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

