



DMV Scleral Cup™

Odenos kontaktiniams lęšiams ir akių protezams

Numatytas naudojimas

„DMV Scleral Cup“ skirtas odenos kontaktiniams lęšiams įdėti / išimti bei akių protezams išimti.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Sudrėkinkite siurbtuką ir suspauskite kotelį. Naudodami veidrodį, nustatykite siurbtuką priešais odenos kontaktinį lęšį. Atleiskite kotelį, kad kontaktinis lęšis prisisiurbtų. Tada kontaktiniu lęšiu galima manipuliuoti taip, kad jį būtų galima išimti iš akies. Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų, kad naudotumėtės tinkamiausią metodą. Išėmę iš akies, vėl suspauskite kotelį, kad nebesiurbtų ir kontaktinis lęšis atkibtų nuo siurbtuko.

Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siurbtuko nespausdami kotelio. Drėgnas lęšis prikibs prie siurbtuko. Įdėdami lęšį, NESPAUSKITE kotelio. Atsargiai įdėkite odenos lęšį į atmerktą akį.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno „DMV Scleral Cup“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Užtikrinkite, kad oro kanale nebūtų nuosėdų. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.

Atsargumo priemonė: Jeigu „DMV Scleral Cup“ netyčia prikibs prie akies, šiek tiek suspauskite kotelį, kad nebesiurbtų ir išimkite priemonę iš akies.

Išpėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gelio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.

Išpėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.

Išpėjimas: Ispėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, **jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso**, kuris yra žinomas alergenai.

NEAUKOKITE „DMV Scleral Cup“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.

Atliekų tvarkymas

Įmonė „DMV“ rekomenduoja tvarkyti naudotą „DMV“ produktų atliekas laikantis atliekų tvarkymo metu galiojančių vietinių taisyklių.

Ši priemonė yra medicinos priemonė

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos

Importuotojas

105°C
220°F
Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje

Daugkartinis naudojimas vienam pacientui

Gamintojas

Perskaitykite Naudojimo instrukciją
dmvcorp.com

Pagaminimo data

Gamybos šalis

Įgaliotasis atstovas

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK