



ron



DMV Scleral Cup™

Pentru lentile de contact sclerale și proteze oculare

Utilizarea propusă

DMV Scleral Cup este proiectat pentru aplicarea/scoaterea lentilelor de contact sclerale și pentru scoaterea protezelor oculare.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de prima utilizare, curățați dispozitivul cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer.

Scoaterea – Umeziți ventuza și strângeți mânerul. Poziționați ventuza pe lentila de contact sclerală cu ajutorul unei oglinzi. Eliberați presiunea de pe mâner pentru a permite aspirarea lentilei de contact. Acum lentila de contact poate fi manipulată și scoasă de pe ochi. Pentru tehnica optimală, respectați instrucțiunile specialistului dvs. în lentile de contact. După îndepărtarea lentilei, strângeți din nou mânerul pentru a elibera aspirația și a scoate lentila din ventuză.

Aplicarea – Așezați lentila de contact umezită pe ventuză, fără a strânge mânerul. Lentila umezită va adera la ventuză. NU strângeți mânerul în timp ce aplicați lentila. Puneți cu grijă lentila sclerală pe ochiul deschis.

Respectați instrucțiunile specialistului dvs. în lentile de contact/medicului oftalmolog.

Curățarea

După fiecare utilizare, curățați dispozitivul DMV Scleral Cup cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer. După ce s-a uscat, păstrați dispozitivul în cutia sa. **Asigurați-vă mereu că în canalul de aer nu se află reziduuri.** Aveți în vedere înlocuirea dispozitivului la fiecare șase luni.



Precăuție: În eventualitatea în care DMV Scleral Cup se lipește accidental de suprafața ochiului, strângeți ușor mânerul pentru a elibera aspirația și a-l îndepărta de ochi.



Atenție: Nu lăsați acest produs în apropierea anumitor lichide, cum sunt cremele de mâini, gelurile de păr, produse pentru îndepărtarea lacului de unghii și agenți oxidanți puternici.



Atenție: Pericol de sufocare. Nu lăsați acest dispozitiv și toate celelalte dispozitive medicale la îndemâna copiilor mici. Nu se recomandă utilizarea acestui produs în caz de afecțiuni sau leziuni oculare. Dacă suferiți de iritații oculare, tulburări de vedere neobișnuite sau durere la nivelul ochilor, consultați specialistul oftalmolog.



Atenție: Deși nu există dovezi privind probleme de alergie asociate cu acest produs, **produsul conține cauciuc natural uscat. Nu conține latex lichid, un alergen cunoscut.**



NU utilizați DMV Scleral Cup pentru lentilele de contact MOI sau hibride.

Dacă ați fost implicat în orice fel de incident grav asociat cu acest dispozitiv, raportați acest lucru producătorului. Dacă sunteți rezident în UE, raportați incidentul către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți stabilit.

Acest produs le permite purtătorilor de lentile de contact să își aplice și/sau să își scoată lentilele, pentru a le utiliza în conformitate cu scopul propus al acestora. Prin urmare, acest produs este considerat un dispozitiv medical..

Eliminarea deșeurilor

DMV Corporation recomandă eliminarea produselor DMV utilizate în conformitate cu reglementările locale în vigoare în momentul eliminării.



Acest produs este un dispozitiv medical.



A nu se depozita la temperaturi mai mari de 105°C / 220°F



A se citi instrucțiunile de utilizare dmvcorp.com



A se proteja de radiația solară directă



Un singur pacient - mai multe utilizări



Data de fabricație



Importator



Producător



Tara de fabricație



Reprezentant autorizat



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

