



DMV Vented Scleral Cup™

Hybridi- ja skleraalisille piilolinssille

Käyttötarkoitus

DMV Vented Scleral Cup on suunniteltu hybridi- ja skleraalisten piilolinssien asettamista varten..

Käyttöohjeet

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuivua.

Asettaminen – Laitteen läpi kulkee ilmanava, joka estää imun toimimisen. Näin piilolinssi voidaan asettaa silmään ilman, että se tarttuu laitteeseen. Pitele laitetta pystysuorassa asennossa ja aseta piilolasi imukuppiin. Kun olet asettamassa hybridi- tai skleraalisia linssesiä, täytä piilolinssi hyväksytyllä liuoksella. Nosta laite varovasti auki olevan silmän eteen ja kosketa linsillä silmää käyttäen peiliä apuna.

Noudata piilolinssioptikoltasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista DMV Vented Scleral Cup jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmakuivua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. **Pidä ilmanava puhtaana jätemateriaalista.** Vaihda laite uuteen kuuden kuukauden välein.



Huomioitavaa: Jos viet laitteen vahingossa kiinni silmän pintaan, sen saa vetää pois silmästä, koska imua ei ole. Vältä laitteen liu'uttamista silmien pinnalla.



Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.



Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia,** joka on tunnettu allergeeni.



Tätä laitetta EI SAA käyttää piilolinssien POISTAMISEEN

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssesiä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.

Jätteen hävittäminen

DMV Corporation suosittelee käytettyjen DMV-tuotteiden hävittämistä hävittämishetkellä voimassa olevien paikallisten säännösten mukaan.



Tämä tuote on lääkinällinen laite



Pidä poissa suorasta auringonvalosta



Maahantuojaja



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.



Henkilökohtainen - kestopkäyttöinen



Valmistaja



Lue käyttöohjeet dmvcorp.com



Valmistuspäivämäärä.



Valmistusmaa



Valtuutettu edustaja



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

