



deu



# DMV Vented Scleral Cup™

## Für Hybrid und Sklerallinsen

### Verwendungszweck

DMV Vented Scleral Cup eignet sich zum Einsetzen von Hybrid und Sklerallinsen

### Gebrauchsanweisung

Reinigen Sie den DMV Vented Scleral Cup vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**AUFSETZEN** – Ein kleiner Luftkanal verläuft durch das Hilfsmittel, um ein Ansaugen zu verhindern. Dadurch kann eine Kontaktlinse auf das Auge gesetzt werden, ohne am DMV Vented Scleral Cup zu haften.

Halten Sie das Hilfsmittel in vertikaler Position und setzen Sie die Kontaktlinse in den Saugfläche. Füllen Sie die Linse unbedingt mit einer zugelassenen Lösung, wenn Sie Hybrid- oder Sklerallinsen einsetzen. Führen Sie das Gerät vorsichtig an das offene Auge und berühren Sie das Auge mit der Kontaktlinse während Sie sich in einem Spiegel beobachten.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

### Reinigung

Reinigen Sie den DMV Vented Scleral Cup Sauger nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren Sie ihn seinem Behälter auf. **Halten Sie den Luftkanal frei von Ablagerungen.** Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.

**Vorsichtsmaßnahme:** Wenn Sie versehentlich die Einsetzhilfe auf die Oberfläche des Auges setzen, führen Sie ihn lediglich langsam wieder vom Auge weg, da der DMV Vented Scleral Cup keine Saugwirkung hat. Vermeiden Sie den DMV Vented Scleral Cup auf der Augenoberfläche zu schieben.

**Achtung:** Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.

**Achtung:** Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.

**Achtung:** Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.

**Verwenden Sie dieses Produkt NICHT zum Absetzen von Kontaktlinsen.**

Für den Fall, dass Sie einen ernsten Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.

### Entsorgung

DMV Corporation empfiehlt, gebrauchte DMV-Produkte gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Vor direkter Sonne schützen



Importeur



Nicht über 105°C aufbewahren



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten  
dmvcorp.com



Herstellungsdatum



Herstellungsland



Bevollmächtigter Vertreter



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

