



mlt

DMV Versa™



Remover end



Inserter end

Parti li Tneħħi/Parti li Ddahħal għal Lentijiet tal-Kuntatt Sklerali

Użu Intenzjonat

DMV Versa huwa ddisinjat għal biex wiehed idahħal u jneħħi lentijiet tal-kuntatt sklerali.

Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-taġmhir b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali.

Tneħħija – Xarrab kemxejn it-tazza tal-gbid tal-arja (l-iżgħar tarf) ta' DMV Versa b'soluzzjoni salina, mexxiha lejn l-għajn u poġġiha fuq in-naħa ta' quddiem tal-lenti tal-kuntatt sklerali f'idejn it-tarf. Bil-mod aqal l-lenti minn mal-għajn. Din l-azzjoni se ttholl l-aderenza tal-lenti u l-lenti se tinqala' minn mal-għajn. Wara li tneħħiha, għaddi l-lenti tal-kuntatt b'attenzjoni minn mal-ġenb minn ġot-tazza tal-gbid tal-arja.

Inserzjoni – Poġġi lenti sklerali mxarba fuq it-tarf il-kbir ta' Versa fejn il-lenti se tehel b'mod haġf. Żomm il-kpiepel tal-għajn miftuħa bl-id l-oħra u poġġi l-lenti tal-kuntatt sklerali fuq il-kornea. Ladarba l-lenti tkun wehlet mal-għajn, iġbed lura d-DMV Versa. Il-qafas bi strixxi rinforzati fit-tazza huwa ddisinjat biex jipprovi wiċċ elevat li tista' toqgħod fuq l-lenti u biex jipprevjeni milli l-lenti tehel ma' Versa. Uża mera għall-gwida.

Tindif

Kull darba wara li tuża t-taġmhir, naddfu b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



Prekawzjoni: Jekk id-DMV Versa jehel aċċidentalment mal-għajn bit-tarf iż-żgħir (tazza tal-gbid tal-arja), mexxiha lejn ir-rokna tal-għajn u neħħieh billi ddawwar. Jekk id-DMV Versa jehel aċċidentalment mal-għajn bit-tarf il-kbir (pad fejn tistrieħ il-lenti), kemm tiġbdu lura minn mal-għajn, għax ma jkun hemm l-ebda gbid tal-arja fuq dan it-tarf.



Attenzjoni: Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidu bħal krema tal-idejn, ġells tax-xaġhar, likwidu għat-tneħħija tal-vernici tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijin.



Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'il bogħod minn tfa' iżgħar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew ħsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġiħ fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.



Attenzjoni: Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fih gomma naturali xotta. Ma fihx latex likwidu**, allergen magħruf.



TUŻAX DMV Versa biex tneħħi lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew Ibridi.

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-taġmhir, irrappurta lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilt fih.

Dan il-prodott jippermetti lili persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħlu u/jew ineħħu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.

Rimi ta' Skart

DMV Corporation tirrakkomanda li l-prodotti DMV użati jintremew skont ir-regolamenti lokali li jkunu fis-seħħ fil-mument tar-rimi.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Importatur



Taħzinx f'temperatura oġhla minn 105° C/220°F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Manifattur



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Pajjiż tal-Manifattura



Rappreżentant Awtorizzat



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prohens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

