



bul

DMV Versa™



Remover end



Inserter end

## Отстранител/апликатор за склерални контактни лещи

### Показана употреба

DMV Versa е предназначен за поставяне и отстраняване на склерални контактни лещи.

### Инструкции за употреба

Преди първа употреба почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне.

**Отстраняване** – Навлажнете сукционната чашка (по-малкия край) на DMV Versa със физиологичен разтвор, приближете я към окото и я поставете върху предната част на склералната контактна леща, близо до ръба. Издърпайте бавно лещата от окото. Това действие ще отслаби залепването на лещата и тя ще се отлепи от окото. След като я отстраните, свалете контактната леща от сукционната чашка като я плъзнете внимателно настрани.

**Поставяне** – Поставете навлажнена склерална леща върху големия край на Versa, където лещата леко ще залепне. Дръжте клепача отворен с другата си ръка и поставете склералната контактна леща върху окото. Щом лещата прилепне върху окото, отдръпнете DMV Versa. Ръбът на чашката е оформен така, че да държи лещата по-високо и да не ѝ позволи да се допира до DMV Versa. Използвайте огледало, за да се ориентирате.

Следвайте инструкциите на вашия специалист по контактни лещи / офталмолог.

### Почистяване

Ако DMV Versa случайно се захване за окото с малкия край (сукционната чашка), плъзнете го към ъгъла на окото и го отстранете чрез извъртащо движение. Ако DMV Versa случайно се захване за окото с малкия край (подложката за захващане), просто отдръпнете апликатора от окото, защото в този край няма сукция.

**Предпазни мерки:** Ако DMV Versa случайно се захване за окото с малкия край (сукционната чашка), плъзнете го към ъгъла на окото и го отстранете чрез извъртащо движение. Ако DMV Versa случайно се захване за окото с малкия край (подложката за захващане), просто отдръпнете апликатора от окото, защото в този край няма сукция.

**Внимание:** Моля, дръжте този продукт далеч от течни субстанции като крем за ръце, гел за коса, лакочистител и силни окисляващи средства.

**Внимание: Опасност от задавяне.** Това и всички други медицински изделия трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Този продукт не се препоръчва за употреба при заболяване или нараняване на очите. Ако изпитате дразнене в окото, зрително нарушение или болка, консултирайте се с Вашия очен лекар.

**Внимание:** Въпреки че няма доказателство за алергични проблеми при употребата на този продукт, той съдържа сух естествен каучук. Продуктът не съдържа течен латекс, който е известен алерген.

**НЕ използвайте DMV Versa за отстраняване на МЕКИ или хибридни контактни лещи.**

Ако възникне сериозен за Вас инцидент, свързан с употребата на това изделие, съобщете за това на производителя. Ако живеете в ЕС, съобщете за инцидента на компетентните органи в страната членка, в която се намирате.

Този продукт служи като помощно средство за хора, които носят контактни лещи да поставят и/или отстраняват контактните лещи, за да могат да ги използват според показаната за тях употреба. Следователно този продукт е считан за медицинско изделие.

### Изхвърляне на отпадъци

DMV Corporation препоръчва използваните DMV продукти да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби, действащи по времето на изхвърлянето.



Този продукт е медицинско изделие



Да се предпазва от пряка слънчева светлина



Вносител



Да не се съхранява при температура над 105°C / 220°F



За многократна употреба при един пациент



производител



Прочетете инструкциите за употреба [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Дата на производство



Страна на производство



Упълномощен представител



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Ergemo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Ergemo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

