



DMV Versa™

Išėmiklis / įdėjiklis odenos kontaktiniams lėšiams

Numatytas naudojimas

„DMV_Versa“ skirtas odenos kontaktiniams lėšiams įdėti ir išimti.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Sudrėkinkite „DMV Versa“ siurbtuką (mažesnį galą) fiziologiniu tirpalu, nukreipkite jį į akį ir uždėkite jį ant odenos kontaktnio lėšio priekio greta krašto. Lėtai traukite lėšį iš akies. Šiuo veiksmu lėšį atkabinsite ir lengvai išimsite iš akies. Išėmę iš akies, atsargiai nuslinkite kontaktnį lėšį į šoną nuo siurbtuko.

Įdėjimas – Uždėkite drėgną odenos lėšį ant didžiojo „Versa“ galo, kur lėšis šiek tiek prikibs. Kita ranka prilaikykite atmerktus akių vokus ir uždėkite odenos kontaktnį lėšį ant ragenos. Kai lėšis prikibs prie akies, išimkite „DMV Versa“. Siurbtuko briaunos suformuotos su pakeltu paviršiumi, kuris prilaiko lėšį ir neleidžia jam prikibti prie „Versa“. Naudokite veidrodį, kad būtų lengviau valdyti.

Laikykites Jūsų kontaktnių lėšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno naudojimo nuvalykite ją 70 % izopropilo alkoholio ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius. Pėc katras įterėcis izmantošanas reizes nofirėtet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nozūt. Pėc nozāvēšanas uzglabājiet ierėci futrālī. Iepļānojit tas nomaīnu reizi sešos mēnešos.



Atsargumo priemonė: Jeigu „DMV Versa“ netyčia prikibs prie akies mažuoju galu (siurbtuku), nuslinkite ją į akies kraštą ir išimkite priemonę sukdami. Jeigu „DMV Versa“ netyčia prikibs prie akies didžiuoju (atraminiu) galu, tiesiog išimkite ją iš akies, nes šiame gale siurbimo nėra.



Ispėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gėlio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.



Ispėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti serganėioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.



Ispėjimas: [ispėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenas.



NENAUDOKITE „DMV Versa“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lėšiams išimti.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktnių lėšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lėšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.

Atliekų tvarkymas

Įmonė „DMV“ rekomenduoja tvarkyti naudotų „DMV“ produktų atliekas laikantis atliekų tvarkymo metu galiojančių vietinių taisyklių.



Ši priemonė yra medicinos priemonė



Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos



Importuotojas



Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje



Daugkartinis naudojimas vienam pacientui



Gamintojas



Perskaitykite Naudojimo instrukciją dmvcorp.com



Pagaminimo data



Gamybos šalis



Igaliotasis atstovas



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

