



ron

DMV Versa™



Remover end



Inserter end

Dispozitiv de scoatere/aplicare a lentilelor de contact sclerale

Utilizarea propusă

DMV Versa este proiectat pentru aplicarea și scoaterea lentilelor de contact sclerale.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de prima utilizare, curățați dispozitivul cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer.

Scoaterea – Umezii ventuza (capătul mai mic) al dispozitivului DMV Versa cu soluție salină, îndreptați-o spre ochi și poziționați-o pe partea din față a lentilei de contact sclerale, aproape de margine. Trageți încet lentila de pe ochi. Această acțiune va slăbi aderența lentilei, care se va desprinde de pe ochi. După ce ați îndepărta-o, scoateți cu grijă lentila de contact din ventuză, glisând-o lateral.

Aplicarea – Așezați o lentilă sclerală umezită pe capătul mai mare al dispozitivului Versa, unde lentila se va atașa ușor. Ținând pleoapele deschise cu mâna cealaltă, aplicați lentila de contact sclerală pe ochi. Odată ce lentila a aderat la ochi, retrageți dispozitivul DMV Versa. Striațiile din cupă au rolul de a crea o suprafață ridicată pe care să se sprijine lentila, împiedicând astfel lipirea lentilei de dispozitivul Versa. Folosiți o oglindă pentru a vă ghida mișcările.

Respectați instrucțiunile specialistului dvs. în lentile de contact/medicului oftalmolog.

Curățarea

După fiecare utilizare, curățați dispozitivul cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer. După ce s-a uscat, păstrați dispozitivul în cutia sa. Aveți în vedere încălcarea dispozitivului la fiecare șase luni.



Precauție: În eventualitatea în care DMV Versa se lipește accidental de ochi cu capătul mic (ventuza), glisați-l în colțul ochiului și îndepărtați-l prin răsucire. În eventualitatea în care DMV Versa se lipește accidental de ochi cu capătul mare (capătul neutru), retrageți-l pur și simplu de pe ochi, întrucât acest capăt nu efectuează aspirație.



Atenție: Nu lăsați acest produs în apropierea anumitor lichide, cum sunt cremele de mâini, gelurile de păr, produse pentru îndepărtarea lacului de unghii și agenți oxidanți puternici.



Atenție: Pericol de sufocare. Nu lăsați acest dispozitiv și toate celelalte dispozitive medicale la îndemâna copiilor mici. Nu se recomandă utilizarea acestui produs în caz de afecțiuni sau leziuni oculare. Dacă suferiți de iritații oculare, tulburări de vedere neobișnuite sau durere la nivelul ochilor, consultați specialistul oftalmolog.



Atenție: Deși nu există dovezi privind probleme de alergii asociate cu acest produs, **produsul conține cauciuc natural uscat. Nu conține latex lichid, un alergen cunoscut.**



NU utilizați DMV Versa pentru scoaterea lentilelor de contact MOI sau hibride.

Dacă ați fost implicat în orice fel de incident grav asociat cu acest dispozitiv, raportați acest lucru producătorului. Dacă sunteți rezident în UE, raportați incidentul către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți stabilit.

Acest produs le permite purtătorilor de lentile de contact să își aplice și/sau să își scoată lentilele, pentru a le utiliza în conformitate cu scopul propus al acestora. Prin urmare, acest produs este considerat un dispozitiv medical.

Eliminarea deșeurilor

DMV Corporation recomandă eliminarea produselor DMV utilizate în conformitate cu reglementările locale în vigoare în momentul eliminării.



Acest produs este un dispozitiv medical.



A se proteja de radiația solară directă



Importator



A nu se depozita la temperaturi mai mari de 105°C / 220°F



Un singur pacient - mai multe utilizări



Producător



A se citi instrucțiunile de utilizare dmvcorp.com



Data de fabricație



Tara de fabricatie



Reprezentant autorizat



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Ergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Ergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

