




DMV Classic™




## Do soczewek kontaktowych twardych i gazoprzepuszczalnych

### Przeznaczeniem

To urządzenie jest przeznaczone do zakładania i zdejmowania twardych i gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych.

### Instructions for Use

 Przed pierwszym użyciem należy oczyścić urządzenie 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić je do wyschnięcia.

**Wymywanie** – Zwilżyć czaszę ssącą. Upewnić się, że soczewka kontaktowa znajduje się centralnie na gałce ocznej. Ścisnąć uchwyt urządzenia DMV Classic i skierować je w stronę środkowej części soczewki kontaktowej. Patrząc w lustro, dotknij przedniej części soczewki kontaktowej. Gdy urządzenie DMV Classic dotknie soczewki, delikatnie zwolnić nacisk na uchwyt, aby spowodować przyczepienie urządzenia DMV Classic do soczewki. Zdjąć soczewkę kontaktową bezpośrednio z gałki ocznej. Po zdjęciu soczewki ponownie ścisnąć uchwyt, aby zwolnić ssanie i zdjąć soczewkę z czaszy ssącej.


**Zakładanie** – Umieścić zwilżoną soczewkę kontaktową na czaszy bez ściskania uchwyty. Wilgotna soczewka przylgnie do czaszy. **NIE NALEŻY** ścisnąć uchwyty przy zakładaniu soczewki. Umieścić soczewkę kontaktową bezpośrednio na gałce ocznej.


Należy przestrzegać wskazówek osoby, która dopasowała soczewkę kontaktową/okulisty.


### Czyszczenie


Po każdym użyciu urządzenia DMV Classic należy je oczyścić 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić do wyschnięcia. Po wysuszeniu urządzenie należy przechowywać w jego opakowaniu.

**Należy oczyszczać kanał powietrzny z zanieczyszczeń.** Należy je wymieniać co sześć miesięcy.

 **Środek ostrożności:** W razie przypadkowego przyczepienia urządzenia DMV Classic do gałki ocznej należy ścisnąć uchwyt, co spowoduje ustąpienie ssania i zdjąć urządzenie z oka.

 **Przeostroga:** Należy unikać kontaktu tego urządzenia z płynami takimi jak krem do rąk, żel do włosów, zmywacz do paznokci oraz silne środki utleniające.

 **Przeostroga: Ryzyko zadławienia.** Należy przechowywać to urządzenie oraz wszelkie inne urządzenia medyczne w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zaleca się stosowania tego produktu w przypadku choroby lub urazu oka. W razie wystąpienia podrażnienia oka, nietypowego upośledzenia wzroku lub bólu, należy się skontaktować z okulistą.

 **Przeostroga:** Nie ma dowodów wskazujących na występowanie reakcji alergicznej po stosowaniu tego produktu, **ale zawiera ono suchy lateks z naturalnej gumy. Nie zawiera płynnego lateksu, który jest alergenem.**

 **NIE należy używać DMV Classic do MIĘKKICH lub hybrydowych soczewek kontaktowych.**

W razie wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego ze stosowaniem tego urządzenia należy je zgłosić do producenta. Mieszkańcy UE powinni zgłaszać taki incydent do właściwego organu kraju członkowskiego miejsca zamieszkania.

Niniejszy produkt umożliwia osobom noszącym soczewki kontaktowe ich zakładanie i (lub) zdejmowanie w celu stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt jest więc urządzeniem medycznym.



Ten produkt jest urządzeniem medycznym



Chronić przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego



Nie przechowywać w temperaturze powyżej 105°C/220°F



Do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta



Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Data produkcji



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands