



## DMV Classic™

### Pre pevné a pre plyn permeabilné kontaktné šošovky

#### Účel použitia

Táto pomôcka je navrhnutá na vkladanie a vyberanie tvrdých a pre plyn permeabilných kontaktných šošoviek.

#### Návod na použitie



Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

**Vyberanie** – Navlhčite prísavku. Zaisťte, aby bola kontaktná šošovka v strede oka. Stlačte úchytku pomôcky DMV Classic a zavedte ju do stredu kontaktnej šošovky. Pri pohľade do zrkadla sa dotknite prednej časti kontaktnej šošovky. Zatiaľ čo sa pomôcka DMV Classic dotýka šošovky, jemne uvoľnite tlak na úchytke, čím sa pomôcka DMV Classic prisaje na šošovku. Vyberte kontaktnú šošovku priamo z oka. Po vybratí znovu stlačte úchytke na uvoľnenie sacej sily a odoberte šošovku z prísavky.

**Vkladanie** – Položte mokrá kontaktnú šošovku do jamky bez toho, aby ste stlačili úchytke. Mokrú šošovku príčne k jamke. Počas vkladania šošovky NESTLÁČAJTE úchytke. Vložte kontaktnú šošovku priamo do oka.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

#### Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky DMV Classic ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. **Vzduchový kanál uchovávajte bez prítomných zvyškov.** Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.



**Opatrenie:** Ak pomôcka DMV Classic nechcene príčne k oku, stlačte úchytke na uvoľnenie sacej sily a vyberte pomôcku z oka.



**Upozornenie:** Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.



**Upozornenie: Riziko udusenía.** Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.



**Upozornenie:** Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex,** ktorý je známym alergénom.



**NEpoužívajte DMV Classic na MÄKKÉ alebo hybridné kontaktné šošovky.**

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberat' ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220°F



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Prečítajte si návod na použitie. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Dátum výroby



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands