



DMV CLASSIC™

## Koville ja RGP--piilolinseille

### Käyttötarkoitus

Tämä laite on suunniteltu kovien sekä RGP- eli GP-piilolinssien asettamiseen ja poistamiseen.

### Käyttöohjeet



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmaa kuivua.

**Poistaminen** – Kostuta imukuppi. Varmista, että piilolinssi on keskellä silmää. Purista DMV Classicin kädensijaa ja ohjaa laite piilolinssin keskelle. Kosketa piilolinssin etuosaa imukupilla samalla, kun katsot peiliä. Kun DMV Classic koskettaa piilolinssiä, vähennä hieman kädensijan puristuspainetta, jotta DMV Classic tarttuu linssiin. Ota piilolinssi välittömästi pois silmästä. Silmästä poistamisen jälkeen purista kädensijaa uudestaan, niin että imu lakkaa, ja poista linssi imukupista.

**Asettaminen** – Aseta märkä piilolinssi imukuppiin puristamatta kädensijaa. Märkä linssi tarttuu kuppiin. ÄLÄ purista kädensijaa asettaessasi linssiä silmään. Aseta piilolinssi välittömästi silmään.

Noudata piilolinssiopikoltasi saamiasi ohjeita.

### Puhdistus

Puhdista DMV Classic jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmaa kuivua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. **Pidä ilmakehä puhtaana jätämateriaalis- ta.** Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.



**Huomioitavaa:** Jos DMV Classic jää tahattomasti kiinni silmään, purista kädensijaa niin että imu lakkaa, ja poista piilolinssi silmästä.



**Huomio:** Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusge- elien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



**Huomio: Tukehtumisvaara.** Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikoon tai silmälääkäriin.



**Huomio:** Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivava luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeeni.



**DMV Classic-tuotetta EI SAA käyttää PEHMEIDEN piilolinssien tai hybridipiilolinssien käsittelyyn.**

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssensä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.



Tämä tuote on lääkinällinen laite



Pidä poissa suorasta auringonva- losta



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpö- tilassa.



Henkilökohtainen - kestäkäyttöinen



Lue käyttöohjeet  
dmvcorp.com



Valmistuspäivämäärä.



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands