



## DMV CLASSIC™

### Kemény és gázáteresztő kontaktlencsékhez

#### Alkalmazási terület

Ez az eszköz kemény és gázáteresztő kontaktlencsék behelyezésére és eltávolítására szolgál.

#### Használati utasítás



Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

**Eltávolítás** – Nedvesítse meg a tapadókorongot. Ügyeljen arra, hogy a kontaktlencse a szem közepén legyen. Nyomja össze a Classic fogantyúját, és vezesse azt a kontaktlencse közepéhez. Tükör segítségével érintse a lencse elülső feléhez. Miközben a Classic hozzáér a lencséhez, kissé csökkentse a fogantyúra gyakorolt nyomást, hogy a Classic hozzátapadjon a lencséhez. Vegye ki a kontaktlencsét a szemből. Eltávolítás után nyomja meg ismét a fogantyút a szívóhatás megszüntetéséhez, és vegye le a lencsét a tapadókorongról.

**Behelyezés** – A fogantyú összenyomása nélkül helyezze a nedves kontaktlencsét a tapadókorongra. A nedves lencse feltapad a tapadókorongra. NE nyomja össze a fogantyút a lencse behelyezése során. Helyezze a kontaktlencsét közvetlenül a szemre.

Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

#### Tisztítás

A DMV Classic eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. Tartsa a légcsatornát szennyeződésekkel tisztán. Félévente cserélje az eszközt



**Elővigyázatosság:** Ha a DMV Classic véletlenül a szemre tapadna, nyomja össze a fogantyút a szívóhatás megszüntetéséhez, majd távolítsa el a szemről.



**Figyelem:** Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrém, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.



**Figyelem: Fulladásveszély.** Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



**Figyelem:** Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék **száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet**, mely ismert allergén.



**NE használja a DMV Classic szoftvert lágy vagy hibrid kontaktlencséhez.**

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/ vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Olvassa el a használati útmutatót.  
dmvcorp.com



Gyártás időpontja



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands