



## DMV CLASSIC™

### For Harde og gasspermeable kontaktlinser

#### Avsedd anvendning

Denne enheten er designet for å sette inn og fjerne harde og gasspermeable kontaktlinser.

#### Bruksanvisning



Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.

**FJERNING** – Fukt sugekoppen. Forsikre deg om at kontaktlinser er sentrert på øyet. Klem sammen håndtaket på DMV Classic og før den frem til midten av kontaktlinser. Berør forsiden av linsen ved hjelp av et speil. Mens DMV Classic berører linsen, slipp opp litt av trykket på håndtaket slik at DMV Classic fester seg til linsen. Ta kontaktlinser rett ut av øyet. Etter fjerning klemmes håndtaket sammen igjen for å slippe opp suget og linsen fjernes fra sugekoppen

**INNSETTING** – Plasser den våte kontaktlinser på koppen uten å klemme sammen håndtaket. Den våte linsen vil feste seg til koppen. IKKE klem sammen håndtaket mens linsen settes inn. Plasser kontaktlinser direkte på øyet.

Følg anvisningene fra optiker/øyelege.

#### Rengjøring

Rengjør DMV Classic clean etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet etter tørking. **Hold luftkanalen fri for rusk.** Planlegg å erstatte den hver sjettemåned.



**Forholdsregler:** Forholdsregel: Hvis DMV Classic ved et uhell festes til øyet, klemmer du sammen håndtaket for å slippe opp suget og fjerner den fra øyet.



**Forsiktig:** Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



**Forsiktig: Kvelningsfare.** Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.



**Forsiktig:** Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørt naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



**IKKE bruk DMV Classic til MYKE eller hybride kontaktlinser.**

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Oppbevares ved høyst 105 °C / 220 ° F



enkelt pasient - flerbruk



Les bruksanvisningen  
dmvcorp.com



Produksjonsdato



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands