



DMV CLASSIC™

För hårda och syregenomträngliga kontaktlinser

Avsedd användning

Produkten är utformad för att sätta in/ta ut hårda och syregenomträngliga kontaktlinser.

Bruksanvisning



Rengör produkten med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka innan du använder den första gången.

UTTAGNING – Fukta sugproppen. Kontrollera att kontaktlinsen sitter mitt på ögat. Tryck ihop handtaget på DMV Classic och för det till mitten av kontaktlinsen. Peka på kontaktlinsens framsida medan du tittar i en spegel. När DMV Classic vidrör linsen, släppa handtaget något så att DMV Classic fastnar på linsen. Ta ut kontaktlinsen ur ögat. När du har tagit ut linsen, tryck på handtaget igen så att suget upphör och ta bort linsen från sugproppen.

INSÄTTNING – Placera den fuktiga kontaktlinsen på proppen utan att trycka ihop handtaget. Den fuktade linsen fastnar på proppen. Tryck **INTE** ihop handtaget när du sätter in linsen. Placera försiktigt den sklerala linsen på det öppna ögat. Följ anvisningarna från din optiker.

Följ anvisningarna från din optiker.

Rengöring

Rengör DMV Classic med 70 % isopropylalkohol efter varje användning och låt lufttorka. Förvara produkten i fodralet efter torkning. **Håll luftkanalen fri från föroreningar.** Byt ut den var sjätte månad.



Försiktighetsåtgärd: Försiktighetsåtgärd: Om DMV Classic av misstag fastnar på ögat, tryck ihop handtaget så att suget upphör och ta bort den från ögat.



Varning: Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor som handkräm, hårgel, nagellack-borttagningsmedel och kraftigt oxiderande ämnen.



Varning: Kvävningsrisk. Förvara denna och andra medicintekniska produkter utom synhåll för barn. Denna produkt rekommenderas inte vid ögonsjukdom eller skadade ögon. Om du får ögonirritation, ovanlig synnedsättning eller smärta, kontakta optiker.



Varning: Det finns inga bevis för allergiska problem med produkten. **Den innehåller torr naturgummi. Den innehåller inte flytande latex, en känd allergen.**



Använd INTE DMV Classic för MJUKA kontaktlinser eller hybridkontaktlinser.

Om en allvarig incident har uppkommit i samband med produkten, rapportera det till tillverkaren. Om du bor i ett EU-land, rapportera händelsen till behörig myndighet i det medlemsland där du bor.

Denna produkt gör det möjligt för kontaktlinsebärare att sätta in och/eller ta ut kontaktlinser för att använda dem enligt avsedd användning. Således anses denna produkt vara en medicinteknisk produkt.



Denna produkt en medicinteknisk produkt.



Förvaras vid högst 105 °C / 220° F



Skyddas mot direkt solljus



En patient – flera användningar



Läs bruksanvisningen
dmvcorp.com



Tillverkningsdatum



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands