



DMV CLASSIC™

Til hårde & gasgennemtrængelige kontaklinser

Påtænkt anvendelse

Denne enhed er beregnet til isætning og udtagning af hårde og gasgennemtrængelige kontaklinser.

Brugsanvisning



Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Udtagning – Fugt sugekoppen. Sørg for, at kontaktlinsen er centreret på øjet. Klem håndtaget på DMV Classic sammen, og før den til midten af kontaktlinsen. Lad den berøre midten af linsen ved brug af et spejl. Mens DMV Classic berører linsen, frigøres trykket lidt på håndtaget, hvilket får DMV Classic til at klæbe til linsen. Tag kontaktlinsen direkte ud fra øjet. Efter udtagning klemmes håndtaget igen sammen til frigørelse af sugekoppen og fjernelse af linsen fra sugekoppen.

Isætning – Anbring den våde kontaktlins på koppen uden at presse håndtaget sammen. Den våde linse vil klæbe til koppen. UNDLAD at klemme på håndtaget under isætning af linsen. Anbring kontaktlinsen direkte på øjet.

Følg anvisningen fra din kontaklinsetilpasser/øjensplejerson.

Rensning

DMV Classic skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Hold luftkanalen fri for materiale. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.



Forsigtighedsforanstaltning: Hvis DMV Classic utilsigtet sætter sig fast på øjet, klemmes på håndtaget til standsning af sugning, og enheden fjernes fra øjet.



Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgeler, neglelakkfjerner og kraftige oxidideringsmidler.



Forsigtig: Kvælningsfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.



Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.



Brug IKKE DMV Classic til bløde kontaklinser eller hybridlinser.

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsbrugere i stand til at sætte og/eller udtage deres kontaklinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.



Dette produkt er et medicinsk udstyr



Beskyttes mod direkte sol



Må ikke opbevares ved temperaturer over 105 °C/220 °F



Til enkelt patient - flergangsbrug



Læs brugsanvisningen
dmvcorp.com



Fremstillingsdato



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands