



DMV Luma Serter Plus™

Svetelná pomôcka na vkladanie veľkých kontaktných šošoviek

Účel použitia

DMV Luma-Serter Plus je navrhnutý na vkladanie kontaktných šošoviek s priemerom viac ako 13 mm. Môže sa používať pre sklerálne, mäkké, hybridné alebo pre plyn permeabilné (pevné) kontaktné šošovky.

Návod na použitie



Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vkladanie – Položte šošovku na osvetlené miesto svetelného pera. Položte kontaktnú šošovku do stredu jamky. Pri príprave šošovky postupujte podľa pokynov vášho očnému špecialistu. Zapnite svetelné pero a jemne priložte šošovku k otvorenému oku pomocou osvetleného centra jamky. Držte viečka otvorené druhou rukou a položte šošovku na rohovku. Keď šošovka priľne k oku, odoberte pomôcku Luma-Serter Plus. Svetelný filter zabraňuje roztoku na kontaktné šošovky preniknúť do svetelného pera. Pomôcka je tvarovaná tak, aby pasovala do väčšiny svetelných pier. Ak to pacienti uprednostňujú, môžu si zvoliť umiestnenie pomôcky na konci prsta namiesto na svetelnom pere. Vrúbky na jamke sú navrhnuté tak, aby poskytovali vyvýšený povrch pre šošovku a zabránili prilepeniu šošovky na pomôcku Luma-Serter Plus. Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očnému špecialistu.

Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.



Opatrenie: Ak nechcete aplikujete pomôcku na povrch oka, jednoducho ju odoberte, pretože nedochádza k prisatiu. Vyhnite sa posúvaniu pomôcky po povrchu oka.



Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odľakovač a silné oxidačné látky.



Upozornenie: Riziko udusenía. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.



Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex**, ktorý je známym alergénom.



NEPOUŽÍVAJTE Luma-Serter Plus s kontaktnými šošovkami menšími ako 12,5 mm, aby ste sa vyhli dotykaniu povrchu oka.

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberať ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.

220°F

105°C



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220°F



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Dátum výroby



Prečítajte si návod na použitie. dmvcorp.com



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands