



DMV Luma Serter Plus™

Helendav paigaldusseade suurtele kontaktläätsedele

Sihtotstarve

DMV Luma-Serter Plus on mõeldud üle 13 mm läbimõõduga kontaktläätsede paigaldamiseks. Seda saab kasutada skleraalsete, pehmete, hübriidsete või gaasi läbilaskvate (kõvade) kontaktläätsedega.

Kasutusjuhend



Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Paigaldamine – Asetage seade pen-valgusti süüdatud otsale. Asetage kontaktlääts iminapa keskele. Kontaktlääts ettevaatlikult avatud silma suunas, juhindudes napa valgustatud keskmele. Hoidke teise käega silmalauge lahti ja asetage kontaktlääts sarvestale. Kui kontaktlääts on silmale kinnitunud, eemaldage Luma-Serter Plus. Pen-valgusti on varustatud filtriga, mis takistab kontaktläätselahustel läbi pen-valgusti imbumist. Seadme kujundus võimaldab selle paigaldamist enamikule pen-valgustitele. Soovi korral võivad patsiendid asetada seadme pen-valgusti asemel sõrmeotsale. Iminapal olevad sooned loovad kontaktläätsel kõrgema toetuspinna, välistades selle kinnitumist seadmele Luma-Serter Plus.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



Ettevaatusabinõud: Kui seade satub kogemata silma pinnale, eemaldage see lihtsalt silmast, kuna vaakumit ei ole. Vältige seadme libistamist üle silma pinna.



Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakiemaldi ja tugevalt oksüdeerivad ained.



Hoiatus: Lämbumisoht. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit, mis on tuntud allergeen.



Silmadega kokkupuute vältimiseks ÄRGE KASUTAGE seadet Luma-Serter Plus alla 12,5 mm läbimõõduga kontaktläätsede paigaldamiseks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Hoida temperatuuril kuni
105°C / 220°F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Loe kasutusjuhendit
dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands