




## DMV Luma Serter Plus™

### Világító applikátor nagy kontaktlencsékhez

#### Alkalmazási terület

A DMV Luma-Serter Plus-t 13 mm-nél nagyobb átmérőjű kontaktlencsék behelyezésére tervezték. Használható szkleralis, lágy, hibrid vagy gázáteresztő (kemény) kontaktlencsékhez.

#### Használati utasítás

 Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

Behelyezés – Helyezze az eszközt egy ceruzalámpa világító végére. Helyezze a kontaktlencsét a tapadókorong közepére. Kövesse a szemorvos vagy kontaktológus utasításait a lencse előkészítésére vonatkozóan. Kapcsolja be a lámpát, és óvatosan mozgassa a lencsét a nyitott szem felé a tapadókorong megvilágított közepének segítségével. Másik kezével tartsa nyitva a szemhéjat, és helyezze a lencsét a szaruhártyára.

Miután a lencse a szemre tapadt, vegye ki a Luma-Serter Plus eszközt. A beépített szűrő megakadályozza, hogy a kontaktlencse oldata a ceruzalámpával érintkezzen.

Az eszköz végének kialakítása olyan, hogy a legtöbb ceruzalámpa végéhez illeszkedik.


Ha a beteg számára kényelmesebb, dönthet úgy is, hogy az eszközt az ujjá hegyére helyezi a ceruzalámpa helyett.


A tapadókorongon lévő bordák a korong felszínéhez képest magasabb felületet biztosítanak, melyre a lencse ráfekszik, megakadályozva ezáltal a lencse feltapadását a Luma-Serter Plus eszközre.


Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.


#### Tisztítás


Az eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. Félévente cserélje az eszközt.

 **Elővigyázatosság:** Ha az eszköz véletlenül a szem felületére kerül, csak húzza le a szemről, mivel nincs szívóhatás. Ne csúsztassa az eszközt a szem felületén.

 **Figyelem:** Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrém, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.


 **Figyelem: Fulladásveszély.** Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.


 **Figyelem:** Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet, mely ismert allergén.

 **NE HASZNÁLJA a Luma-Serter Plus eszközt 12,5 mm-nél kisebb kontaktlencsékkel, hogy elkerülje a szem felületének megérintését.**

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.

 Ez a termék orvostechnikai eszköz.

 Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.

 Olvassa el a használati útmutatót.  
dmvcorp.com

 Óvja a közvetlen napsugárzástól.

 Egy beteg – többszöri használat

 Gyártás időpontja



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands