



DMV Luma Server Plus™

Applicatore per lenti a contatto di grande diametro

Utilizzazione

DMV Luma-Serter Plus è progettato per l'inserimento di lenti a contatto di diametro superiore a 13 mm. È adatto per lenti a contatto morbide, lenti ibride e lenti a contatto gas permeabili con diametro corrispondente.

Istruzioni per l'uso



Prima di utilizzare il DMV Luma Serter Plus per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

INSERIMENTO – Posizionare il Luma-Serter Plus sul lato illuminato di una torcia elettrica. Posizionare la lente a contatto al centro della ciotola inclinata. Seguire le istruzioni del vostro specialista di lenti a contatto per la preparazione delle lenti a contatto.

Accendere la torcia elettrica e spostare con cautela la lente verso l'occhio aperto utilizzando come guida il centro illuminato della ciotola. Con l'altra mano tenere le palpebre aperte e posizionare la lente sull'occhio davanti alla pupilla. Non appena la lente rimane attaccata all'occhio, allontanare Luma-Serter Plus dall'occhio. Il filtro integrato nella ciotola impedisce alla soluzione di lenti a contatto di raggiungere la torcia elettrica. La base della DMV Luma-Serter Plus è strutturata per adattarsi alla maggior parte delle torce da tasca a stelo. Come opzione è possibile posizionare il dispositivo su un dito al posto della torcia elettrica. La struttura nella ciotola è progettata in modo che la lente poggi su una superficie rialzata. La struttura impedisce inoltre che la lente si attacchi al Luma-Serter Plus..

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Luma Serter Plus con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.



Attenzione: Se involontariamente avete portato l'applicatore sulla superficie dell'occhio, rimuoverlo con cautela dall'occhio. Il DMV Luma-Serter Plus non ha alcun effetto di aspirazione.



Attenzione: Tenere la DMV Luma Serter Plus lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti



Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.



Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.



Non utilizzare la DMV Luma-Serter Plus per inserire lenti a contatto di diametro inferiore a 12,5 mm per evitare il contatto con la superficie dell'occhio.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F



Singolo paziente – uso multiplo



Seguire le istruzioni per l'uso
dmvcorp.com



Data di produzione



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands