



DMV Luma Serter Plus™

Parti li Ddahhal Luminuża għal Lentijiet kbar

DMV Luma-Serter Plus huwa ddisinjat għal biex wiehed idahhal lentijiet tal-kuntatt b'dijametru ikbar minn 13mm. Tista' tintuża għal lentijiet tal-kuntatt (sodi) Sklerali, Rotob, Ibridi jew li Jgħaddi l-Gass Minnhom.

Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali.

Inserzjoni – Żomm it-tagħmir fuq it-tarf mixgħul ta' penlight. Poġġi l-lenti tal-kuntatt fuq iċ-ċentru tat-tazza. Segwi l-istruzzjonijiet għat-thejija tal-lenti tal-kuntatt ipprovduti mill-prattikant tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

Ixgħel il-penlight u ġentilment mexxi l-lenti lejn l-għajn miftuħa billi tuża iċ-ċentru lluminat tat-tazza bħala gwida. Żomm il-kpiepel tal-għajn miftuħa bl-id l-oħra u poġġi l-lenti fuq il-kornea.

Ladarba l-lenti tkun wehlet mal-għajn, iġbed lura l-Luma-Serter Plus. Il-filtru tad-dawl jipprevjeni s-soluzzjonijiet tal-lenti tal-kuntatt milli jgħaddu minn ġol-penlight.

It-tagħmir huwa fformat biex jiffittja t-tarf tal-maġġoranza tal-penlights.

Jekk il-pazjenti jippreferu, jistgħu jagħzlu li jqiegħdu t-tagħmir fuq it-tarf ta' saba' minflok penlight.

Il-qafas bi strixxi rinfurzati fit-tazza huwa ddisinjat biex jipprovidi wiċċ elevat li tista' toqgħod fuqu l-lenti u biex jipprevjeni milli l-lenti tehel mal-Luma-Serter Plus.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

Tindif

Kull darba wara li tuża t-tagħmir, naddfu b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali. Añžen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



Prekawzjoni: Jekk tapplika t-tagħmir aċċidentalment mal-wiċċ tal-għajn, kemm tiġbdu lura minn mal-għajn, għax ma jkun hemm l-ebda ġbid tal-arja. Evita li tmexxi t-tagħmir fuq il-wiċċ tal-għajn.



Attenzjoni: Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħħija tal-verniċ tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijin.



Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'l bogħod minn t'fal zghar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew hsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġiġħ fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.



Attenzjoni: Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fiħ gomma naturali xotta. Ma fiħ latex likwidu, allergen magħruf.**



TUŻAX Luma-Serter Plus ma' lentijiet tal-kuntatt iżgħar minn 12.5mm, biex tevita li tmiss il-wiċċ tal-għajn.

Jekk kellek kwalunkwe incident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-incident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fi.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahhlu u/jew inehhu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Taħzinx f'temperatura oghla minn 105° C/220°F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands