



DMV Luma Serter Plus™

Pomagalo za umetanje leća velikog promjera

Namjena

DMV Luma-Serter Plus namijenjen je za umetanje kontaktnih leća promjera većeg od 13 mm. Može se upotrebljavati za skleralne, meke, hibridne ili plinopropusne (tvrde) kontaktne leće.

Upute za uporabu



Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Umetanje – Postavite pomagalo na svjetleći dio svjetiljke u obliku pisaljke. Postavite kontaktnu leću na sredinu čašice. Slijedite upute za pripremu leće kako vam je objasnio oftalmolog ili optičar.

Upalite svjetiljku u obliku pisaljke i nježno usmjerite leću prema otvorenom oku pomažući se pri tom svjetlećim središtem čašice kao vodilicom. Drugom rukom držite očne kapke otvorenima i postavite leću na rožnicu. Nakon što se leća priljubila za oko, odmaknite Luma-Serter Plus. Filtar svjetla sprječava da otopina za kontaktne leće dopre u svjetiljku u obliku pisaljke. Pomagalo je oblikovano tako da pristaje na vršak većine svjetiljki u obliku pisaljke. Ako pacijent to preferira, pomagalo može postaviti na vršak prsta umjesto svjetiljke u obliku pisaljke. Nabori u čašici osmišljeni su da povećaju površini na kojoj leži leća i da spriječe da se leća zalijepi za pomagalo Luma-Serter Plus.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.



Mjere opreza: Ako pomagalo slučajno primijenite na površini oka, samo ga povucite od oka jer nema sukcije. Izbjegavajte klizanje pomagalom po površini oka.



Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.



Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan doseg a male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu..



Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**



NEMOJTE UPOTREBLJAVATI Luma-Serter Plus s kontaktnim lećama manjim od 12,5 mm, kako biste izbjegli doticanje površine oka.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands