



DMV Luma Serter Plus™

Introdutor luminoso para lentes grandes

Utilização prevista

O DMV Luma-Serter Plus foi concebido para introduzir lentes de contacto com um diâmetro superior a 13 mm. Pode ser utilizado para lentes de contacto esclerais, hidrófilas, híbridas ou permeáveis aos gases (rígidas).

Instruções de utilização



Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Introdução – Coloque o dispositivo na extremidade luminosa de uma caneta-lanterna. Coloque a lente de contacto no centro da ventosa. Siga as instruções de preparação da lente que lhe foram fornecidas pelo seu especialista ocular. Ligue a caneta-lanterna e desloque suavemente a lente em direção ao olho aberto, utilizando o centro iluminado da ventosa como guia. Mantenha as pálpebras abertas com a outra mão e coloque a lente na córnea. Depois de a lente ter aderido ao olho, retire o Luma-Serter Plus. O filtro de luz impede que as soluções de lentes de contacto passem para a caneta-lanterna.

O dispositivo foi moldado para se adaptar à extremidade da maioria das canetas-lanterna.

Se os doentes preferirem, podem optar por colocar o dispositivo na extremidade de um dedo, em vez de numa caneta-lanterna. As nervuras na ventosa foram concebidas para proporcionar uma superfície elevada onde a lente assenta e para impedir que a lente fique presa no Luma-Serter Plus.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Luma Serter Plus, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.



Precaução: Se aplicar o dispositivo acidentalmente na superfície do olho, basta retirá-lo do olho, porque não há sucção. Evite fazer deslizar o dispositivo sobre a superfície do olho.



Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..



Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involuntária **da vista ou dor**, consulte o seu especialista ocular.



Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgeno conhecido.



Cuidado: NÃO UTILIZE o Luma-Serter Plus com lentes de contacto de tamanho inferior a 12,5 mm, para evitar tocar na superfície do olho.

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente. Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220 °F



Doente único — utilização múltipla



Ler as instruções de utilização.
dmvcorp.com



Data de fabrico



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands