



## DMV Luma Serter Plus™

### Luminous Inserter til store linser

#### Påtænkt anvendelse

DMV Luma-Serter Plus er beregnet til isætning af kontaktlinser med en større diameter end 13 mm. Den kan anvendes til sklerale, bløde, hybrid- eller gasgennemtrængelige (faste) kontaktlinser.

#### Brugsanvisning



Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Isætning – Placér enheden på lys-enden af en penlygte. Anbring kontaktlinser i midten af koppen. Følg anvisningen for linseklargøring fra din øjenplejerson. Tænd for penlygten, og bevæg forsigtigt linsen mod det åbne øje ved brug af det belyste centrum i koppen som ledetråd. Hold øjenlågene åbne med den anden hånd, og anbring linsen på hornhinden. Når linsen er klæbet fast til øjet, fjernes Luma-Serter Plus. Lysfilteret forhindrer, at kontaktlinseopløsninger passerer gennem til penlygten. Enheden har en kontur, så den passer til enden af de fleste penlygter.

Hvis patienter foretrækker det, kan de anbringe enheden på spidsen af en finger i stedet for en penlygte. Ribberne i koppen er beregnet til at tilvejebringe en hævet overflade, som linsen kan hvile på og forhindrer, at linsen klæber til Luma-Serter Plus.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjensplejerson.

#### Rensning

Enheden skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned. Enheden skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.



**Forsigtighedsforanstaltning:** Hvis du utilsigtet anbringer enheden på øjet, kan den blot fjernes fra øjet, da der ingen sugning er. Undgå at lade enheden glide over øjets overflade.



**Forsigtig:** Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hårgelér, neglelakfjerner og kraftige oxideringsmidler.



**Forsigtig: Kvælningsfare.** Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.



**Forsigtig:** Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.



**BRUG IKKE Luma-Serter Plus til kontaktlinser, der er mindre end 12,5 mm, for at undgå at berøre øjets overflade.**

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at sætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.



Dette produkt er et medicinsk udstyr



Beskyttes mod direkte sol



Må ikke opbevares ved temperaturer over 105 °C/220 °F



Til enkelt patient - flergangsbrug



Læs brugsanvisningen  
dmvcorp.com



Fremstillingsdato



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands