



## DMV Magic Touch™

### Kemény és gázáteresztő kontaktlencsékhez

#### Alkalmazási terület

Ez az eszköz kemény és gázáteresztő kontaktlencsék behelyezésére és eltávolítására szolgál.

#### Használati utasítás



Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

**Eltávolítás** – Nedvesítse meg a tapadókorongot. Erősen nyomja össze a fogantyú közepét. Ügyeljen arra, hogy a kontaktlencse a szem közepén legyen. Igazítsa a tapadókorongot a lencse elé, és egy tükrő segítségével érintse a lencse közepéhez. A szívóhatás érdekében tartsa erősen a fogantyút. Vegye le a kontaktlencsét a szemről. Eltávolítás után lazítson a fogantyún, hogy a lencsét lecsúsztathassa a tapadókorongról.

**Behelyezés** – Helyezze a nedves kontaktlencsét a tapadókorongra. A nedves lencse ebben a helyzetben tapad. NE nyomja össze a fogantyút. Helyezze a kontaktlencsét közvetlenül a szemre.

Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

#### Tisztítás

A DMV Magic Touch eszközt mindegyik használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. **Tartsa a légcsatortát szennyeződésektől tisztán.** Félévente cserélje az eszközt.



**Elővigyázatosság:** Ha a DMV Magic Touch véletlenül a szemre tapadna, engedje ki a fogantyút, és az eszköz eltávolodik a szemtől. Ez az eszköz nem fog a szemhez tapadni.



**Figyelem:** Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrém, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.



**Figyelem: Fulladásveszély.** Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



**Figyelem:** Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék száraz természetes gumit tartalmaz. **Nem tartalmaz folyékony latexet,** mely ismert allergén.



**NE használja a DMV Magic Touch szoftvert lágy vagy hibrid kontaktlencséhez.**

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Olvassa el a használati útmutatót.  
dmvcorp.com



Gyártás időpontja



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands