



DMV Magic Touch™

For Harde og gasspermeable kontaktlinser

Avsedd anvendning

Denne enheten er designet for å sette inn og fjerne harde og gasspermeable kontaktlinser.

Bruksanvisning



Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.

FJERNING – Fukt sugekoppen. Klem fast midt på håndtaket. Forsikre deg om at kontaktlinsen er sentrert på øyet. Innrett sugekoppen foran linsen og berør linsen midt på ved hjelp av et speil. Hold et fast grep i håndtaket for å skape sug. Ta kontaktlinsen rett ut av øyet. Etter fjerning løsnes det faste grepet på håndtaket for å skyve linsen av sugekoppen.

INNSETTING – Plasser den våte kontaktlinsen på sugekoppen. Den våte linsen vil feste seg i denne posisjonen. IKKE klem sammen håndtaket. Plasser kontaktlinsen direkte på øyet.

Følg anvisningene fra optiker/øyelege.

Rengjøring

Rengjør DMV Magic Touch etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet etter tørking. **Hold luftkanalen fri for rusk.** Planlegg å erstatte den hver sjette måned.



Forholdsregel: Hvis DMV Magic Touch ved et uhell festes til øyet, slipper du håndtaket og det vil falle fra øyet. Denne enheten vil ikke feste seg til øyet.



Forsiktig: Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.



Forsiktig: Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



IKKE bruk DMV Magic Touch til MYKE eller hybride kontaktlinser.

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Oppbevares ved høyst 105 °C / 220 ° F



enkelt pasient - flerbruk



Les bruksanvisningen
dmvcorp.com



Produksjonsdato



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands