



DMV Magic Touch™

Cietajām un gāzi caurlaidīgajām kontaktlēcām

Paredzētā izmantošana

Šī ierīce ir paredzēta cieto un gāzi caurlaidīgo kontaktlēcņu ielikšanai un izņemšanai.

Lietošanas instrukcija



Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

Izņemšana – Samitriniet piesūcekņa kausiņu. Stingri saspiediet piesūcekņa kātiņa vidusdaļu. Pārīecinieties, ka kontaktlēca atrodas acs centrā. Skatoties spogulī, novietojiet piesūcekņa kausiņu pretī lēcai un pieskarieties ar to lēcas centram. Turiet kātiņu stingri saspiestu, lai nodrošinātu piesūkšanos. Izņemiet kontaktlēcņu no acs. Pēc izņemšanas palaidiet valjā kātiņu, lai lēca noslīdētu no piesūcekņa kausiņa.

Ielikšana – Uzlieciet mitro kontaktlēcņu piesūcekņa kausiņam. Mitrā lēca pielips šajā pozīcijā. **NESASPIEDIET** kātiņu. Ielieciet kontaktlēcņu tieši acī.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

Tīrīšana

Pēc katras DMV Magic Touch izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. **Nodrošiniet, lai gaisa kanālā nesakrātos netīrumi.** Iepilnārojiet tās nomaīņu reizi sešos mēnešos.



Uzmanību! Ja DMV Magic Touch nejaushi pielīp acij, atlaidiet kātiņu un tā atvienosies no acs. Šī ierīce nepielīp acij.



Bridinājums. Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



Bridinājums. Aizrīšanās risks. Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



Bridinājums. Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu,** kas ir zināms alergēns.



NELIETOJIET DMV Magic Touch MĪKSTAJĀM vai hibrīda kontaktlēcām.

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcņu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Skatīt lietošanas instrukciju dmvcorp.com



Ražošanas datums



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands