



DMV Magic Touch™

Für harte und gaspermeable Kontaktlinsen

Verwendungszweck

Dieses Produkt eignet sich zum Auf- und Absetzen von harten (formstabilen) und gaspermeablen Kontaktlinsen.

Gebrauchsanweisung



Reinigen Sie den DMV Magic Touch vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

ABSETZEN – Benetzen Sie die Saugfläche mit Kochsalzlösung. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kontaktlinse zentriert vor der Pupille sitzt. Drücken Sie den Griff des Saugers fest zusammen und führen Sie den Sauger zum Auge. Setzen Sie den Sauger auf die Kontaktlinsenoberfläche, während Sie in den Spiegel sehen. Während der Sauger die Linsenoberfläche berührt reduzieren Sie den Druck auf den Saugergriff, um die Kontaktlinse anzusaugen. Nehmen Sie die Kontaktlinse vom Auge.

Nach dem Absetzen, drücken Sie den Saugergriff wieder zusammen, um die Sogwirkung zu lösen. Jetzt können Sie die Kontaktlinse vom Sauger nehmen.

AUFSETZEN – Setzen Sie die benetzte Kontaktlinse auf den Sauger ohne den Saugergriff zusammenzudrücken. Die benetzte Kontaktlinse wird dort haften. Halten Sie den Griff locker zwischen den Fingern ohne Druck auf den Griff auszuüben. Führen Sie den Sauger mit der Kontaktlinse zum Auge und setzen Sie sie vorsichtig in die Mitte der Hornhaut vor die Pupille.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

Reinigung

Reinigen Sie den DMV Magic Touch nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren Sie ihn seinem Behälter auf. Halten Sie den Lufkanal frei von Verunreinigungen. Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.



Vorsichtsmassnahme: Falls das Produkt versehentlich die Augenoberfläche berührt und dort haftet, lösen Sie den Druck vom Griff und das Produkt wird sich von der Augenoberfläche lösen. Dieses Produkt bleibt nicht am Auge haften.



Achtung: Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.



Achtung: Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.



Achtung: Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.



Verwenden Sie den DMV Magic Touch **NICHT für weiche Kontaktlinsen und Hybrillinsen.**

Für den Fall, dass Sie einen ernsten Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Vor direkter Sonne schützen



Nicht über 105° C / 220°F aufbewahren



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Gebrauchsanweisung beachten
dmvcorp.com



Herstellungsdatum



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands