



DMV Scleral Cup™



Pre sklerálne kontaktné šošovky a očné protézy

Účel použitia

DMV Scleral Cup je navrhnutý na vkladanie/vyberanie sklerálnych kontaktných šošoviek a vyberanie očných protéz.

Návod na použitie



Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vyberanie – Navlhčite prísavku a stlačte úchytku. Pred zrkadlom umiestnite prísavku na sklerálnej kontaktnéj šošovke. Uvoľnite tlak na úchytke, aby sa pomôcka mohla prisať na kontaktnú šošovku. Kontaktnou šošovkou potom môžete manipulovať tak, aby bolo možné vybrať kontaktnú šošovku z oka. Pre najlepší spôsob postupujte podľa pokynov vášho špecialistu na kontaktné šošovky. Po vybratí znovu stlačte úchytku na uvoľnenie sacej sily a odoberte šošovku z prísavky.

Vkladanie – Položte mokrú kontaktnú šošovku do jamky bez toho, aby ste stlačili úchytku. Mokrú šošovku priľne k jamke. Počas vkladania šošovky NESTLÁČAJTE úchytku. Jemne vložte sklerálnu šošovku do otvoreného oka.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky DMV Scleral Cup ju vyčistíte 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. **Vzduchový kanál uchovávajte bez prítomných zvyškov.** Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.



Opatrenie: Ak pomôcka DMV Scleral Cup nechcete priľne k oku, stlačte úchytku na uvoľnenie sacej sily a vyberte pomôcku z oka.



Upozornenie: Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.



Upozornenie: Riziko udusenía. Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícku pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.



Upozornenie: Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex,** ktorý je známym alergénom.



NEpoužívajte DMV Scleral Cup na MÄKKÉ alebo hybridné kontaktné šošovky.

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberat' ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používat' podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220 °F



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Prečítajte si návod na použitie. dmvcorp.com



Dátum výroby



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands