



DMV Scleral Cup™

Pro sklerální kontaktní čočky a oční protézy

Zamýšlené použití

Nástroj DMV Scleral Cup je konstruován pro nasazování/vyjímání sklerálních kontaktních čoček a vyjímání očních protéz.

Návod k použití



Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Vyjmutí – Přísavku navlhčete a stiskněte rukojeť. Umístěte přísavku proti sklerálním kontaktním čočkám pomocí zrcátka. Uvolněte napětí na rukojeti, což umožní sání držet kontaktní čočky. S kontaktními čočkami lze pak manipulovat tak, že to umožní vyjmutí kontaktních čoček z oka. Pokud jde o nejlepší techniku, postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček. Po vyjmutí znovu stiskněte rukojeť, aby se uvolnilo sání a čočky vyjměte z přísavky.

Nasazení – Umístěte vlhkou kontaktní čočku na přísavku bez stlačování rukojeti. Vlhké čočky přilnou k přísavce. **NESTLAČUJTE** rukojeť během nasazování čoček. Jemně vložte sklerální čočku do otevřeného oka.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokaždé po použití nástroje DMV Scleral Cup jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. **Ve vzduchovém kanálku nesmí být nečistoty.** Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



Bezpečnostní opatření: Bezpečnostní opatření: Pokud by náhodně došlo k přilnutí nástroje DMV Scleral Cup k oku, lehce sevřete rukojeť, aby se uvolnilo přisátí, a nástroj z oka vyjměte.



Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



Upozornění: I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



DMV Scleral Cup NEPOUŽÍVEJTE pro MĚKKÉ nebo hybridní kontaktní čočky.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com



Datum výroby



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands