



DMV Scleral Cup™

Para lentes de contacto esclerais e próteses oculares

Utilização prevista

O DMV Scleral Cup foi concebido para introduzir/remover lentes de contacto esclerais e remover próteses oculares.

Instruções de utilização



Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Remoção – Humedeça a ventosa e aperte a pega. Utilizando um espelho, coloque a ventosa na lente de contacto escleral. Liberte a tensão na pega para permitir que a sucção segure a lente de contacto. A lente de contacto pode então ser manipulada de forma a permitir que seja removida do olho. Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto quanto à melhor técnica. Após a remoção, volte a apertar a pega para libertar a sucção e remover a lente da ventosa.

Introdução – Coloque a lente de contacto humedecida na ventosa, sem comprimir a pega. A lente humedecida irá aderir à ventosa. NÃO aperte a pega enquanto está a introduzir a lente. Coloque suavemente a lente escleral no olho aberto.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Scleral Cup, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. **Mantenha o canal de ar livre de detritos.** Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.



Precaução: Se o DMV Scleral Cup ficar acidentalmente preso no olho, aperte ligeiramente a pega para libertar a sucção e removê-lo do olho.



Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..



Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involuntária **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**



Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgico conhecido.



NÃO utilize o DMV Scleral Cup para lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas.

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220 °F



Doente único — utilização múltipla



Ler as instruções de utilização.
dmvcorp.com



Data de fabrico



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands